

Komposiit tundub liiga kõva ja kõvaks süstlas	Materjal säilitatakse temperatuuridel < 10 °C (50 °F) pikema aja jooksul	Laske komposiidil soojeneda toatemperatuurini enne kasutamist; kasutage süstla soojendajat, kui vajalik
	Süstal ei ole korralikult suletud, komposiit on osaliselt kõvenenud	Sulgege süstal alati Korralikult korgiga pärast komposiidi välja võtmise järel
Õõnsuse sisetäide/ pealistäide Ei ole korralikult säilitatakse paigaldamisel	Restauratsioon on liiga läbipaistmatu tsementeeritakse ainult valgus- kõveneva komposiidiga	Kasutage kahekordse kõvenemisega lutingi komposiit
Komposiit täielikult (tumedad või läbipaistmatud toonid)	Komposiitkihtide pealekandmine liiga paksult iga kõvenemistsükli puhul	Kinnitage maksimaalselt 2,0 Mm paksusega kihi kohta
Restauratsioon tundub liiga kollane võrreldes toonijuhendiga	Ebapiisav kõvenemine komposiitkihil	Kordage kõvendamistsükli mitu korda; min. 40 sek. (Üniversaalne toon: 20 sek.)

12. Kasutamine ja säilitamine

Säilitada 10-25 °C (50-77 °F). Sulgege kruvisüstlad kohe pärast kasutamist tihedalt. Enne kasutamist peab materjal olema toatemperatuuril. Tõmmake süstla kolb veidi tagasi, et vältida avauste ummistumist.

13. Säilivusaeg

Maksimaalne kõlblikusaeg on trükitud süstla etiketile või otse komposiit relvale. Ärge kasutage toodet pärast kõlblikusaega.

14. Kõrvaltoimed

Selle meditsiinitoote soovimatuid kõrvaltoimeid on korraliku töötlemise ja kasutamise korral äärmiselt harva oodata. Kõikidest tõsistest vahejuhtumitest, mis tekivad seoses selle toote kasutamisega, tuleb teatada allpool nimetatud tootjale ja asjakohasele pädevale asutusele.


15. Kõrvaldamine

Ülejäänud kogused ja pakendimaterjal tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele ja/ või juriidilistele eeskirjadele.

*Vita on Vita®Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG registreeritud kaubamärk, Bad Säckingen, Saksamaa

700040

Rev. 09/23

 **MANI MEDICAL GERMANY GmbH**
Hertha-Sponer-Straße 2
61191 Rosbach v. d. Höhe, Germany

 **PROCLINIC S.A.U.**
C/ Palermo 9
50197 Zaragoza (España)
Tel. (+34) 976 287 799

CE 0297



12. Kasutamine ja säilitamine

Säilitada 10-25 °C (50-77 °F). Sulgege kruvisüstlad kohe pärast kasutamist tihedalt. Enne kasutamist peab materjal olema toatemperatuuril. Tõmmake süstla kolb veidi tagasi, et vältida avauste ummistumist.

13. Säilivusaeg

Maksimaalne kõlblikusaeg on trükitud süstla etiketile või otse komposiit relvale. Ärge kasutage toodet pärast kõlblikusaega.

14. Kõrvaltoimed

Selle meditsiinitoote soovimatuid kõrvaltoimeid on korraliku töötlemise ja kasutamise korral äärmiselt harva oodata. Kõikidest tõsistest vahejuhtumitest, mis tekivad seoses selle toote kasutamisega, tuleb teatada allpool nimetatud tootjale ja asjakohasele pädevale asutusele.


15. Kõrvaldamine


Ülejäänud kogused ja pakendimaterjal tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele ja/või juriidilistele eeskirjadele.

*Vita on Vita®Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG registreeritud kaubamärk, Bad Säckingen, Saksamaa

700044

Rev. 09/23

 **MANI MEDICAL GERMANY GmbH**
Hertha-Sponer-Straße 2
61191 Rosbach v. d. Höhe, Germany

 **PROCLINIC S.A.U.**
C/ Palermo 9
50197 Zaragoza (España)
Tel. (+34) 976 287 799

CE 0297

MD

