

| DETERGENTE DESINFECTANTE VIRUCIDA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCLINIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------|---------------|---------------------|----------|---------------------------|---------|------------|----------|------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|---------|------------|----------|------------|----------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| REFERENCIAS | 60303: Detergente desinfectante virucida para dispositivos médicos (1L) 60304: Detergente desinfectante virucida para dispositivos médicos (5L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | FRANKLAB 3 av. des Frênes - Z.A. de l'Observatoire 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - France Tel. +33 1 39 44 93 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN | Producto Sanitario Clase IIb según Directiva 93/42/CEE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Detergente desinfectante virucida para limpieza y desinfección de productos sanitarios. Actividad desinfectante de alto nivel* Limpieza y desinfección de superficies de contacto con alimentos seguido de enjuague Activo sobre Clostridium difficile (solución impregnada) No contiene Amonios Cuaternarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSICIÓN | - Tensioactivo anfótero - Solución hidroalcohólica de alquilamina - Excipientes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENTACIÓN | 60303: Botella en spray de 1L 60304: Garrafa de 5L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIDA ÚTIL | Fecha de caducidad de 2 años | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDAD | - Desinfección de productos sanitarios y superficies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRUCCIONES DE USO | <p><u>1er uso del spray:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Usar equipo de protección personal adecuado. <p><u>Uso:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rociar el producto uniformemente sobre una toallita seca de un solo uso y sin tejer 2. Limpiar la superficie del dispositivo médico 3. Tiempo de contacto: De acuerdo con la actividad antimicrobiana deseada 4. No enjuagar* <p><i>*No requiere enjuague a menos que el fabricante de la superficie tratada especifique lo contrario o para superficies en contacto con la piel y membranas mucosas.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Desechar el soporte/toallita 6. Repetir la operación si es necesario <table border="1" data-bbox="630 1503 1235 1928"> <thead> <tr> <th>Activity</th> <th>Standards</th> <th>Contact time*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Bactericidal</td> <td>EN 13727</td> <td>2 min. (cc) / 5 min. (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 1276</td> <td>5 min (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 13697</td> <td>5 min (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 14561</td> <td>5 min. (cc and dc)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Yeasticidal</td> <td>EN 13624</td> <td>5 min. (cc and dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 1650</td> <td>5 min (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 13697</td> <td>5 min (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 14562</td> <td>5 min. (cc) / 10 min. (dc)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Fungicidal</td> <td>EN 13624</td> <td>5 min. (cc) / 10 min. (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 14562</td> <td>5 min. (cc) / 10 min. (dc)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Virucidal</td> <td>EN 14476 <i>Murine Norovirus</i></td> <td>2 min (cc) and 5 min (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 14476 <i>Adenovirus</i></td> <td>5 min (cc) and 10 min (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 14476 <i>Poliovirus</i></td> <td>5 min (cc) and 10 min (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 14476 <i>Active on Rotavirus</i></td> <td>10 min (dc)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Tuberculocidal</td> <td>EN 14348 <i>Mycobacterium terrae</i></td> <td>5 min (cc) and 10 min (dc)</td> </tr> <tr> <td>EN 14563 <i>Mycobacterium terrae</i></td> <td>5 min (cc)</td> </tr> <tr> <td>Mycobactericidal</td> <td>EN 14348 <i>Mycobacterium avium</i></td> <td>10 minutes (cc)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sporicidal</td> <td>EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i></td> <td>10 min (cc)</td> </tr> <tr> <td>EN 17126 <i>Bacillus cereus</i></td> <td>15 min (cc)</td> </tr> <tr> <td>EN 13704 <i>Clostridium difficile</i></td> <td>15 min (dc)</td> </tr> </tbody> </table> | Activity | Standards | Contact time* | Bactericidal | EN 13727 | 2 min. (cc) / 5 min. (dc) | EN 1276 | 5 min (dc) | EN 13697 | 5 min (dc) | EN 14561 | 5 min. (cc and dc) | Yeasticidal | EN 13624 | 5 min. (cc and dc) | EN 1650 | 5 min (dc) | EN 13697 | 5 min (dc) | EN 14562 | 5 min. (cc) / 10 min. (dc) | Fungicidal | EN 13624 | 5 min. (cc) / 10 min. (dc) | EN 14562 | 5 min. (cc) / 10 min. (dc) | Virucidal | EN 14476 <i>Murine Norovirus</i> | 2 min (cc) and 5 min (dc) | EN 14476 <i>Adenovirus</i> | 5 min (cc) and 10 min (dc) | EN 14476 <i>Poliovirus</i> | 5 min (cc) and 10 min (dc) | EN 14476 <i>Active on Rotavirus</i> | 10 min (dc) | Tuberculocidal | EN 14348 <i>Mycobacterium terrae</i> | 5 min (cc) and 10 min (dc) | EN 14563 <i>Mycobacterium terrae</i> | 5 min (cc) | Mycobactericidal | EN 14348 <i>Mycobacterium avium</i> | 10 minutes (cc) | Sporicidal | EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i> | 10 min (cc) | EN 17126 <i>Bacillus cereus</i> | 15 min (cc) | EN 13704 <i>Clostridium difficile</i> | 15 min (dc) |
| Activity | Standards | Contact time* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bactericidal | EN 13727 | 2 min. (cc) / 5 min. (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 1276 | 5 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 13697 | 5 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14561 | 5 min. (cc and dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yeasticidal | EN 13624 | 5 min. (cc and dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 1650 | 5 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 13697 | 5 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14562 | 5 min. (cc) / 10 min. (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fungicidal | EN 13624 | 5 min. (cc) / 10 min. (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14562 | 5 min. (cc) / 10 min. (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Virucidal | EN 14476 <i>Murine Norovirus</i> | 2 min (cc) and 5 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14476 <i>Adenovirus</i> | 5 min (cc) and 10 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14476 <i>Poliovirus</i> | 5 min (cc) and 10 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14476 <i>Active on Rotavirus</i> | 10 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculocidal | EN 14348 <i>Mycobacterium terrae</i> | 5 min (cc) and 10 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14563 <i>Mycobacterium terrae</i> | 5 min (cc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mycobactericidal | EN 14348 <i>Mycobacterium avium</i> | 10 minutes (cc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sporicidal | EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i> | 10 min (cc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 17126 <i>Bacillus cereus</i> | 15 min (cc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 13704 <i>Clostridium difficile</i> | 15 min (dc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

