



FICHA TÉCNICA

PUNTAS DE ARKANSAS PARA TURBINA BESTDENT		
REFERENCIA	98081: Fresa Punta De Arkansas Para Turbina.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6 - 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Puntas de arkansas abrasivas, fabricadas en óxido de aluminio de alta calidad y grano fino, con aglutinante cerámico para un acabado ultrafino. Características: <ul style="list-style-type: none"> • Garantizan un trabajo exento de vibraciones. Tamaño de partícula = extrafino Aglutinante = duro • Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos. • Pasan un control de calidad dimensional y un control de calidad óptica. • Para pulido de composites. 	
ESPECIFICACIONES	Parte activa en forma de bala o llama con diámetro de 2.5mm y 6 mm de longitud y tallo normal. ISO 635 314 243 505 025 	

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN	Óxido de aluminio.
PRESENTACIÓN	Contiene 10 unidades.
FINALIDAD	Para el Repaso y acabado ultrafino Composite Cerámica.
ESTERILIZACIÓN	<p>Dispositivo: Autoclave según DNI EN 285 o autoclave de vapor pequeño según DIN EN 13060, proceso de tipo B.</p> <p>Proceso: Esterilización por vapor con vacío previo fraccionado, 134°C, tiempo de espera mín. 3 min (en Alemania según la recomendación de la KRINKO/BfArM 134 °C mín. 5 min) o 132 °C míni. 3 min (parámetro de validación). Están permitidos tiempos de espera mayores.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Colocar los productos empaquetados en la cámara de esterilización.2. Iniciar el programa.3. Sacar los productos cuando el programa termine y dejar que se enfríen.4. Comprobar después los envases para detectar posibles daños. Los envases dañados deben contemplarse como no estériles. Los instrumentos se deben envasar de nuevo y esterilizar.
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.