



## FICHA TÉCNICA

<b>PASTA DE PROFILAXIS BESTDENT</b>			
<b>REFERENCIAS</b>	<b>01582:</b> PLB 40 g. <b>01600:</b> PLBE 180 g.		
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>J. Ripoll, S.L.</b> Río Tiétar 20, Pol Ind. El Nogal 28110 Algete Madrid (Spain)		
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	La Pasta de Profilaxis Bestdent es una pasta destinada a uso exclusivo del profesional odontológico. Presenta una acción mecánica del pulido del esmalte y eliminación del sarro.		
<b>COMPOSICIÓN</b>	Dióxido de sílice, polietilenglicol, glicerina, aroma de fresa, mentol.		
<b>EMBALAJE</b>	Envases conteniendo 40 g o 180 g.		
<b>CADUCIDAD</b>	2 años desde la fecha de fabricación.		
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	La Pasta de Profilaxis Bestdent es un producto de uso en odontología para la limpieza dental y el pulido del esmalte.		
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Solamente para uso profesional dental. Producto no estéril. Producto abrasivo a base de dióxido de sílice.		
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.		

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>PROPHYLAXIS PASTE BESTDENT</b>		
<b>REFERENCES</b>	<b>01582:</b> PLB 40 g. <b>01600:</b> PLBE 180 g.	
<b>MANUFACTURER</b>	<b>J. Ripoll, S.L.</b> Río Tiétar 20, Pol Ind. El Nogal 28110 Algete Madrid (Spain)	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.	
<b>DESCRIPTION</b>	Bestdent prophylaxis paste is a paste only for dental professionals. It exerts a mechanical action of the polishing of the enamel and elimination of plaque.	
<b>COMPOSITION</b>	Silicon dioxide, polyethylene glycol, glycerol, strawberry flavour, menthol.	
<b>PACKAGING</b>	Packages containing 40 g or 180 g of paste.	
<b>SHELF LIFE</b>	2 years from the date of manufacture.	
<b>INTENDED USE</b>	Prophylaxis paste is a product used in dentistry for dental cleaning and polishing.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	For professional dental use only. Non-sterile product. Abrasive product containing silicon dioxide.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	

## FOLHA TÉCNICA

<b>PASTA PROFILÁTICA BESTDENT</b>		
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>01582:</b> PLB 40 g. <b>01600:</b> PLBE 180 g.	
<b>FABRICANTE</b>	<b>J. Ripoll, S.L.</b> Río Tiétar 20, Pol Ind. El Nogal 28110 Algete Madrid (Spain)	
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Dispositivo Médico Classe I, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos.	
<b>DESCRIÇÃO</b>	É uma pasta destinada ao uso exclusivo do profissional dentário. Tem uma acção mecânica de polir o esmalte e remover o tártaro.	
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Dióxido de sílica, polietilenoglicol, glicerina, sabor de morango, mentol.	
<b>EMBALAGENS</b>	Embalagens contendo 40 g ou 180 g.	
<b>VALIDADE</b>	2 anos a partir da data de fabrico.	
<b>FINALIDADE</b>	Produto utilizado em odontologia para limpeza dentária e polimento do esmalte.	
<b>PRECAUÇÕES</b>	Apenas para uso do profissional dentário. Produto não estéril. Produto abrasivo à base de dióxido de sílica.	
<b>ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE</b>	Armazenar num local fresco e seco. Manter-se afastado da luz solar. Proteger da humidade e evitar o calor excessivo.	