



FICHA TÉCNICA

<p>GEL ÁCIDO GRABADOR JUMBO 37% MARCA: PROCLINIC</p>	
<p>REFERENCIAS</p>	
<p>FABRICANTE / RESPONSABLE</p>	<p>J. Ripoll S.L Río Tiétar, 20 28110, Algete, Madrid (SPAIN)</p>
<p>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</p>	<p>Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.</p>
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Las puntas desechables curvas permiten la colocación de forma precisa incluso en zonas difíciles • 37% de Ácido Fosfórico: Úsese con dique de goma para proteger las encías • Viscosidad media • Alta hidrosolubilidad: lavado simple • Puntas de un solo uso para evitar contaminación cruzada entre pacientes • Evitar contacto con ojos y piel • Guardar el producto bien cerrado. • Grabador dental. • Buena tixotropía. • Se aclara rápidamente. • Color verde que permite una buena visibilidad.
<p>COMPOSICIÓN</p>	<p>Ácido fosfórico 37%.</p>
<p>PRESENTACIÓN</p>	<p>Jeringa 47 gr. gel + 2 jeringas de 3,5 gr. llenas, con tapón + 24 puntas verdes transparente + conector para las jeringas.</p>
<p>FINALIDAD</p>	<p>Ácido fosfórico para uso profesional</p>
<p>INSTRUCCIONES DE USO</p>	<p>Ver instrucciones en el producto.</p>
<p>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</p>	<p>No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.</p>

FICHA TÉCNICA

ETCHING GEL JUMBO 37% BRAND: PROCLINIC		
REFERENCES	01583: 37% Phosphoric Acid.	
MANUFACTURER	J. Ripoll S.L Río Tiétar, 20 28110, Algete, Madrid (SPAIN)	
CLASSIFICATION OF THE PRODUCT	Class IIa Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	<p><u>Characteristics</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposable curves tips allow precise placement even in difficult areas • 37% Phosphoric Acid: Use it with rubber dam in order to protect the gums. • Medium viscosity. • High water solubility: simple wash. • Single use points to avoid cross contamination between patients. • Avoid contact with eyes and skin. • Keep product tightly closed. • Dental etcher. • Good thixotropy. • Clears up quickly. • Green color that allows good visibility. 	
COMPOSITION	37% Phosphoric acid.	
PACKAGING	Syringe 47 gr. gel + 2 syringes of 3.5 gr. filled, with cap + 24 transparent green tips + connector for the syringes.	
INTENDED USE	Phosphoric acid for profesional use	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transport conditions.	