



**FICHA TÉCNICA**

<b>ALGINATO FAST SET PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>01592:</b> New Alginate Fast Set.	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl</b> Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario Clase I, según la directiva 93/42/CEE.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Aroma a menta, de color rosado, Fast set, alginato de alta precisión para impresiones dentales.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Tiempo de mezclado: 30 s Tiempo total de trabajo: 1 min 15 s Tiempo en boca: 45 s Aroma de menta. Color rosa. Libre de polvo.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Polvo conteniendo alginato y otras sales.	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envase con 453 g.	
<b>FINALIDAD</b>	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	4 años.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

**FICHA TÉCNICA**

<b>ALGINATE FAST SET PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCES</b>	<b>01592:</b> New Alginate Fast Set.	
<b>MANUFACTURER</b>	<b>CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl</b> Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASSIFICATION OF THE PRODUCT</b>	Class I Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
<b>DESCRIPTION</b>	Mint aroma, pinkish color, Fast set, High precision alginate for dental impressions.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	Mixing time: 30 s Working time: 1 min 15 s Time in mouth: 45 s Characteristic smell: mint. Colour: pink. Dust free material.	
<b>COMPOSITION</b>	Powder containing salts of alginic acid.	
<b>PACKAGING</b>	Package with 453 g.	
<b>INTENDED USE</b>	Used by dental professionals for making dental impressions.	
<b>SHELF LIFE</b>	4 years.	
<b>INSTRUCTIONS FOR USE</b>	See instructions on the product.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	