



FICHA TÉCNICA

ALGINATO EXTRA FAST SET PROCLINIC		
REFERENCIAS	01592: Alginate Extra Fast Set Proclinic	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Aroma a menta de color rosado, Extra Fast set, alginato de alta precisión para impresiones dentales. Alginato de mezcla simple y sin burbujas con un delicioso aroma a menta.	
ESPECIFICACIONES	Características principales: <ul style="list-style-type: none"> • Fraguado extra rápido (Extra Fast Set): Tiempo total de fraguado de 1'50". • Tiempo en boca: 45 segundos. • Tiempo total de trabajo: 1'05", con una fase inicial de 30 segundos en color violeta antes de pasar a rosa. Aroma de menta. Color rosa. Libre de polvo. Nota: No incluye medidores.	
COMPOSICIÓN	Polvo que contiene alginato y otras sales.	
PRESENTACIÓN	Envase con 453 g.	
FINALIDAD	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.	
VIDA ÚTIL	4 años.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

FICHA TÉCNICA

PROCLINIC ALGINATE EXTRA FAST SET		
REFERENCES	01592: Proclinic Alginate Extra Fast Set.	
MANUFACTURER	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Pink mint fragrance, Extra Fast Set, high-precision alginate for dental impressions. Simple, bubble-free alginate mixture with a delightful mint aroma.	
SPECIFICATIONS	Main features: <ul style="list-style-type: none"> • Extra fast setting (Extra Fast Set): Total setting time of 1'50". • Oral setting time: 45 seconds. • Total working time: 1'05", with an initial 30-second phase in violet before transitioning to pink. Characteristic smell: mint. Colour: pink. Dust free material. Note: Does not include measuring tools	
COMPOSITION	Powder containing salts of alginic acid.	
PACKAGING	Package with 453 g.	
INTENDED USE	Used by dental professionals for making dental impressions.	
SHELF LIFE	4 years.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	