




FICHA TÉCNICA

ALGINATO FAST SET PROCLINIC																														
REFERENCIAS	0162: Set bolsa 453G																													
FABRICANTE / RESPONSABLE	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																													
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.																													
DESCRIPCIÓN	Alginato de alta precisión para impresiones dentales. Alginato de mezcla simple y sin burbujas con un delicioso aroma menta y hierbabuena.																													
COMPOSICIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>10-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>0.01-0.05</td> </tr> </tbody> </table>		Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	10-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	-	MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3	VASELINE OIL	1-3	pH INDICATOR	-	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	0.01-0.05
Ingredients	Percentage %																													
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																													
CALCIUM SULPHATE	5-20																													
SODIUM ALGINATE	10-20																													
POTASSIUM ALGINATE	-																													
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																													
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																													
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																													
ZINC OXIDE	-																													
MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3																													
VASELINE OIL	1-3																													
pH INDICATOR	-																													
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																													
PIGMENTS	0.01-0.05																													
ESPECIFICACIONES	Características principales: <ul style="list-style-type: none"> • Fraguado rápido (Fast Set): Tiempo total de fraguado de 2'10". • Tiempo en boca: 1 minuto. • Tiempo total de trabajo: 1'10", con una fase inicial de 30 segundos en color violeta antes de pasar a rosa. Color naranja. Libre de polvo. Nota: No incluye medidores.																													
ENVASE	Envase con 453 g																													
FINALIDAD PREVISTA	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.																													
VIDA ÚTIL	4 años.																													
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.																													

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC FAST SET ALGINATE																														
REFERENCES	0162: Set bag 453G																													
MANUFACTURER	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																													
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.																													
DESCRIPTION	High precision alginate for dental impressions. Simple, bubble-free alginate mixture with a delightful mint and spearmint fragrance.																													
COMPOSITION	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Ingredients</th> <th style="width: 40%;">Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DIATOMACEOUS EARTH</td><td>65-90</td></tr> <tr><td>CALCIUM SULPHATE</td><td>5-20</td></tr> <tr><td>SODIUM ALGINATE</td><td>10-20</td></tr> <tr><td>POTASSIUM ALGINATE</td><td>-</td></tr> <tr><td>SODIUM PHOSPHATE</td><td>0.5-2.5</td></tr> <tr><td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td><td>-</td></tr> <tr><td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td><td>1-3</td></tr> <tr><td>ZINC OXIDE</td><td>-</td></tr> <tr><td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td><td>1-3</td></tr> <tr><td>VASELINE OIL</td><td>1-3</td></tr> <tr><td>pH INDICATOR</td><td>-</td></tr> <tr><td>FOOD FLAVOUR</td><td>0.1-0.5</td></tr> <tr><td>PIGMENTS</td><td>0.01-0.05</td></tr> </tbody> </table>		Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	10-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	-	MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3	VASELINE OIL	1-3	pH INDICATOR	-	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	0.01-0.05
Ingredients	Percentage %																													
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																													
CALCIUM SULPHATE	5-20																													
SODIUM ALGINATE	10-20																													
POTASSIUM ALGINATE	-																													
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																													
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																													
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																													
ZINC OXIDE	-																													
MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3																													
VASELINE OIL	1-3																													
pH INDICATOR	-																													
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																													
PIGMENTS	0.01-0.05																													
SPECIFICATIONS	<p>Main features:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quick setting (Fast Set): Total setting time of 2'10". Oral setting time: 1 minute. Total working time: 1'10", with an initial 30-second phase in violet before transitioning to pink. <p>Orange colour. Dust-free. Note: Does not include measuring tools.</p>																													
PACKAGING	Package with 453 g																													
INTENDED USE	Used by dental professionals for making dental impressions.																													
SHELF LIFE	4 years																													
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.																													

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

ALGINATO FAST SET PROCLINIC																														
CODICI ARTICOLI	0162: Set borsa 453G																													
PRODOTTO DA	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																													
NOTE TECNICHE	Dispositivo medico di classe IIa, secondo il regolamento (UE) 2017/745.																													
DESCRIZIONE	Algínato ad alta precisione per impronte dentali. Algínato a miscelazione semplice e senza bolle, con un delizioso aroma di menta e mentuccia.																													
COMPOSIZIONE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Ingredients</th> <th style="width: 40%;">Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DIATOMACEOUS EARTH</td><td>65-90</td></tr> <tr><td>CALCIUM SULPHATE</td><td>5-20</td></tr> <tr><td>SODIUM ALGINATE</td><td>10-20</td></tr> <tr><td>POTASSIUM ALGINATE</td><td>-</td></tr> <tr><td>SODIUM PHOSPHATE</td><td>0.5-2.5</td></tr> <tr><td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td><td>-</td></tr> <tr><td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td><td>1-3</td></tr> <tr><td>ZINC OXIDE</td><td>-</td></tr> <tr><td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td><td>1-3</td></tr> <tr><td>VASELINE OIL</td><td>1-3</td></tr> <tr><td>pH INDICATOR</td><td>-</td></tr> <tr><td>FOOD FLAVOUR</td><td>0.1-0.5</td></tr> <tr><td>PIGMENTS</td><td>0.01-0.05</td></tr> </tbody> </table>		Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	10-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	-	MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3	VASELINE OIL	1-3	pH INDICATOR	-	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	0.01-0.05
Ingredients	Percentage %																													
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																													
CALCIUM SULPHATE	5-20																													
SODIUM ALGINATE	10-20																													
POTASSIUM ALGINATE	-																													
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																													
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																													
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																													
ZINC OXIDE	-																													
MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3																													
VASELINE OIL	1-3																													
pH INDICATOR	-																													
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																													
PIGMENTS	0.01-0.05																													
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche principali: <ul style="list-style-type: none"> Indurimento rapido (Fast Set): Tempo totale di presa di 2'10". Tempo in bocca: 1 minuto. Tempo totale di lavorazione: 1'10", con una fase iniziale di 30 secondi di colore viola prima di passare al rosa. Colore arancione. Privo di polvere. Nota: Non include gli strumenti di misurazione.																													
IMBALLAGGIO	453 g																													
DESTINAZIONE D'USO	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali.																													
DATA DI SCADENZA	4 anni.																													
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.																													