

**FICHA TÉCNICA**


<b>ALGINATO CROMÁTICO PROCLINIC</b>																													
<b>REFERENCIA</b>	0178																												
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																												
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.																												
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Alginato de alta precisión para impresiones dentales con indicación cromática de fase.																												
<b>COMPOSICIÓN</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>0.01-0.10</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-
Ingredients	Percentage %																												
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																												
CALCIUM SULPHATE	5-20																												
SODIUM ALGINATE	5-20																												
POTASSIUM ALGINATE	-																												
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																												
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																												
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																												
ZINC OXIDE	0.5-2.5																												
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																												
VASELINE OIL	0.5-2.5																												
pH INDICATOR	0.01-0.10																												
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																												
PIGMENTS	-																												
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Tiempo de trabajo: 3 min 30 s Tres etapas de cambio de color: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase púrpura: tiempo de mezclado 45 s</li> <li>- Fase rosa: tiempo de trabajo 2 min 20 s</li> <li>- Fase blanca: tiempo de trabajo en boca 1 min 10 s</li> </ul> Aroma de vainilla. Libre de polvo.																												
<b>ENVASE</b>	Envase con 453 g.																												
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.																												
<b>VIDA ÚTIL</b>	3 años.																												
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.																												



## TECHNICAL DATA SHEET

<b>PROCLINIC CHROMATIC ALGINATE</b>																													
<b>REFERENCE</b>	0178																												
<b>MANUFACTURER</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																												
<b>CLASSIFICATION</b>	Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.																												
<b>DESCRIPTION</b>	High precision alginate for dental impressions with chromatic phase indication.																												
<b>COMPOSITON</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>0.01-0.10</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-
Ingredients	Percentage %																												
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																												
CALCIUM SULPHATE	5-20																												
SODIUM ALGINATE	5-20																												
POTASSIUM ALGINATE	-																												
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																												
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																												
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																												
ZINC OXIDE	0.5-2.5																												
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																												
VASELINE OIL	0.5-2.5																												
pH INDICATOR	0.01-0.10																												
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																												
PIGMENTS	-																												
<b>SPECIFICATIONS</b>	Setting time: 3 min 30 s Three colour changing stages: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Purple phase: mixing time 45 s</li> <li>- Pink phase: working time 2 min 20 s</li> <li>- White phase: time in mouth 1 min 10 s</li> </ul> Aroma: vanilla. Dust free material.																												
<b>PACKAGING</b>	Package with 453 g.																												
<b>INTENDED USE</b>	For dental professional use only. Alginate New Cromatico Fast is used for making dental impressions.																												
<b>SHELF LIFE</b>	3 years																												
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.																												

**SCHEMA TECNICA PRODOTTO**


<b>ALGINATO CROMATICO PROCLINIC</b>																													
<b>CODICE ARTICOLO</b>	0178																												
<b>PRODOTTO DA</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																												
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivo medico di classe IIa, secondo il regolamento (UE) 2017/745.																												
<b>DESCRIZIONE</b>	Alginato con indicazione cromatica delle fasi di lavoro per impronte dentali di precisione.																												
<b>COMPOSIZIONE</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>0.01-0.10</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-
Ingredients	Percentage %																												
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																												
CALCIUM SULPHATE	5-20																												
SODIUM ALGINATE	5-20																												
POTASSIUM ALGINATE	-																												
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																												
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																												
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																												
ZINC OXIDE	0.5-2.5																												
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																												
VASELINE OIL	0.5-2.5																												
pH INDICATOR	0.01-0.10																												
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																												
PIGMENTS	-																												
<b>SPECIFICHE DEL PRODOTTO</b>	Tempo di presa: 3 min 30 s Tre fasi di cambio colore: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase viola: tempo di miscelazione 45 s</li> <li>- Fase rosa: tempo di lavoro 2 min 20 s</li> <li>- Fase bianca: tempo di lavoro in bocca 1 min 10 s</li> </ul> Aroma: Vaniglia. Senza polvere.																												
<b>IMBALLAGGIO</b>	453 g.																												
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali.																												
<b>DATA DI SCADENZA</b>	3 anni.																												
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.																												