




## FICHA TÉCNICA

<b>ALGINATO CROMATICO FAST SET PROCLINIC</b>																														
<b>REFERENCIA</b>	0178																													
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																													
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.																													
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Alginato de alta precisión para impresiones dentales con indicación cromática de fase. Alginato de mezcla simple y sin burbujas con un delicioso aroma a vainilla y caramelo. Su guía visual de tiempos permite un fácil seguimiento del proceso de fraguado: el material cambia de color violeta a rosa.																													
<b>COMPOSICIÓN</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ingredients</th> <th style="text-align: center;">Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">DIATOMACEOUS EARTH</td><td style="text-align: center;">65-90</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">CALCIUM SULPHATE</td><td style="text-align: center;">5-20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SODIUM ALGINATE</td><td style="text-align: center;">5-20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POTASSIUM ALGINATE</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SODIUM PHOSPHATE</td><td style="text-align: center;">0.5-2.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SODIUM PYROPHOSPHATE</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POTASSIUM FLUOROTITANATE</td><td style="text-align: center;">1-3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">ZINC OXIDE</td><td style="text-align: center;">0.5-2.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">MAGNESIUM HYDROXIDE</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">VASELINE OIL</td><td style="text-align: center;">0.5-2.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">pH INDICATOR</td><td style="text-align: center;">0.01-0.10</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">FOOD FLAVOUR</td><td style="text-align: center;">0.1-0.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PIGMENTS</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>		Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-
Ingredients	Percentage %																													
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																													
CALCIUM SULPHATE	5-20																													
SODIUM ALGINATE	5-20																													
POTASSIUM ALGINATE	-																													
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																													
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																													
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																													
ZINC OXIDE	0.5-2.5																													
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																													
VASELINE OIL	0.5-2.5																													
pH INDICATOR	0.01-0.10																													
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																													
PIGMENTS	-																													
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Características principales: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fraguado rápido (Fast Set): Tiempo total de fraguado de 2'35".</li> <li>Tiempo en boca: 1 minuto.</li> <li>Tiempo total de trabajo: 1'35", con una fase inicial de 45 segundos en color violeta antes de pasar a rosa.</li> </ul> Libre de polvo. <b>Nota:</b> No incluye medidores.																													
<b>ENVASE</b>	Envase con 453 g.																													
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.																													
<b>VIDA ÚTIL</b>	3 años.																													
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.																													

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>PROCLINIC CHROMATIC ALGINATE FAST SET</b>																														
<b>REFERENCE</b>	0178																													
<b>MANUFACTURER</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																													
<b>CLASSIFICATION</b>	Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.																													
<b>DESCRIPTION</b>	High-precision alginate for dental impressions with phase chromatic indication. Easy-to-mix, bubble-free alginate with a delightful vanilla and caramel aroma. Its visual timing guide allows for easy monitoring of the setting process: the material changes color from violet to pink.																													
<b>COMPOSITON</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ingredients</th> <th style="text-align: center;">Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">DIATOMACEOUS EARTH</td><td style="text-align: center;">65-90</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">CALCIUM SULPHATE</td><td style="text-align: center;">5-20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SODIUM ALGINATE</td><td style="text-align: center;">5-20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POTASSIUM ALGINATE</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SODIUM PHOSPHATE</td><td style="text-align: center;">0.5-2.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SODIUM PYROPHOSPHATE</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POTASSIUM FLUOROTITANATE</td><td style="text-align: center;">1-3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">ZINC OXIDE</td><td style="text-align: center;">0.5-2.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">MAGNESIUM HYDROXIDE</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">VASELINE OIL</td><td style="text-align: center;">0.5-2.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">pH INDICATOR</td><td style="text-align: center;">0.01-0.10</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">FOOD FLAVOUR</td><td style="text-align: center;">0.1-0.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PIGMENTS</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>		Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-
Ingredients	Percentage %																													
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																													
CALCIUM SULPHATE	5-20																													
SODIUM ALGINATE	5-20																													
POTASSIUM ALGINATE	-																													
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																													
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																													
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																													
ZINC OXIDE	0.5-2.5																													
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																													
VASELINE OIL	0.5-2.5																													
pH INDICATOR	0.01-0.10																													
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																													
PIGMENTS	-																													
<b>SPECIFICATIONS</b>	Key Features: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fast Set: Total setting time of 2'35".</li> <li>In-mouth time: 1 minute.</li> <li>Total working time: 1'35", with an initial 45-second phase in violet before transitioning to pink.</li> </ul> Dust-free formulation. <b>Note:</b> Does not include measuring tools.																													
<b>PACKAGING</b>	Package with 453 g.																													
<b>INTENDED USE</b>	For dental professional use only. It is used for making dental impressions.																													
<b>SHELF LIFE</b>	3 years																													
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.																													

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

<b>ALGINATO CROMATICO FAST SET PROCLINIC</b>																														
<b>CODICE ARTICOLO</b>	0178																													
<b>PRODOTTO DA</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																													
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivo medico di classe IIa, secondo il regolamento (UE) 2017/745.																													
<b>DESCRIZIONE</b>	Algínato ad alta precisione per impronte dentali con indicatore cromatico di fase. Algínato a miscelazione semplice e senza bolle, con un delizioso aroma di vaniglia e caramello. La sua guida visiva ai tempi consente un facile monitoraggio del processo di presa: il materiale cambia colore da viola a rosa..																													
<b>COMPOSIZIONE</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>0.01-0.10</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-
Ingredients	Percentage %																													
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																													
CALCIUM SULPHATE	5-20																													
SODIUM ALGINATE	5-20																													
POTASSIUM ALGINATE	-																													
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																													
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																													
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																													
ZINC OXIDE	0.5-2.5																													
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																													
VASELINE OIL	0.5-2.5																													
pH INDICATOR	0.01-0.10																													
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																													
PIGMENTS	-																													
<b>SPECIFICHE DEL PRODOTTO</b>	Caratteristiche principali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indurimento rapido (Fast Set): Tempo totale di presa di 2'35".</li> <li>• Tempo in bocca: 1 minuto.</li> <li>• Tempo totale di lavorazione: 1'35", con una fase iniziale di 45 secondi di colore viola prima di passare al rosa.</li> </ul> Privo di polvere. <b>Nota:</b> Non include gli strumenti di misurazione.																													
<b>IMBALLAGGIO</b>	453 g.																													
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali.																													
<b>DATA DI SCADENZA</b>	3 anni.																													
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.																													