

FICHA TÉCNICA

SPRAY LUBRICANTE UNIVERSAL PROCLINIC		
REFERENCIAS	0192	
FABRICANTE / RESPONSABLE	PRISMAN GmbH. Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tel: +49 6251 866980-0	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme el Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN	<p>Spray lubricante universal para todo tipo de instrumental rotatorio. El pulverizador de aceite universal se utiliza para limpiar y lubricar turbinas portaherramientas, piezas angulares y motores neumáticos.</p> <p>Características: Esterilizable. Estable a la hidrólisis y a la oxidación. Presenta una compatibilidad óptima con los productos de desinfección. El spray proporciona un mantenimiento de primera calidad para sus instrumentos precisos de alta calidad.</p>	
COMPOSICIÓN	Butano y propano.	
PRESENTACIÓN	Botella de 500 ml.	
VIDA ÚTIL	3 años.	
FINALIDAD	Proporciona una excelente lubricación y limpieza interna. De este modo permite que los instrumentos funcionen a la perfección.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No fumar cerca. No perforar ni quemar, aun después del uso. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Conservar en un lugar fresco y seco en recipientes bien cerrados. Proteger del calor y de la luz solar directa. Almacenar en posición vertical.	