


FICHA TÉCNICA

PAPEL DE ARTICULAR BESTDENT		
REFERENCIAS	01951: Azul 01956: Rojo	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Dent4you GmbH Raiffeisenstrafse 30 89129 Langenau Deutsch land/Germany	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según reglamento 2017/745 UE.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Papel con espesor de 200 micras con color para marcar los contactos dentales.	
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 200 µm: 18 mm x 50 mm - Aspecto: Bordes de corte lisos Apenas sobresalen fibras Intensidad de color homogéneo Espiral homogénea - Color: rojo o azul. 	
ENVASE	Envase de polipropileno conteniendo 300 unidades.	
VIDA ÚTIL	3 años	
FINALIDAD PREVISTA	Marcar los contactos dentales en las restauraciones dentales para visualizar interferencias en las fuerzas masticatorias.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de uso por los profesionales dentales. Este producto es bien conocido por el usuario y es seguro.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar por debajo de 25°C. Proteger de la luz solar directa y de la humedad.	