



FICHA TECNICA PRODUCTO

PRODUCTO	Sonda Periodontal
REFERENCIA	122-003
FABRICANTE	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Directiva 93/42/CEE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Sonda Periodontal 3-6-9-12
ESPECIFICACIONES	Material Composition: 302 Stainless Steel (working ends), 303 Stainless Steel (handle)
EMBALAJE	propio
CADUCIDAD	no
FINALIDAD	Sonda Periodontal