


FICHA TÉCNICA

ABREBOCAS SILICONA MIRAHOLD BLOCK		
REFERENCIAS	0813: ABREBOCAS SILICONA MIRAHOLD BLOCK	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Hager & Werken GmbH & Co. KG Ackerstraße 1 47269 Duisburg Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario clase I según Reglamento 2017/745/UE (MDR)	
DESCRIPCIÓN	<p>El abrebocas Mirahold-Block de Hager Werken es un bloque de mordida elástico para mantener la boca abierta de forma fiable durante los tratamientos odontológicos.</p> <p>Fabricado en material plástico, elástico y color verde: SILICONA</p> <p>Ideal para tratamientos más largos y pacientes ansiosos.</p> <p>El juego incluye un retractor de mejillas especial.</p> <p>Set: - 6 bloques grandes 6 bloques pequeños + 1 clip retractor.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Abrebocas para odontología.</p> <p>Bloques de mordida elásticos.</p> <p>Para mantener la boca abierta de forma fiable.</p> <p>Incluye un retractor de mejillas especial.</p> <p>Ideal para tratamientos más largos y pacientes nerviosos.</p> <p>Esterilizable en autoclave</p>	
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 6 abrebocas grandes: 4 cm. de altura y 2,4 cm. de ancho • 6 abrebocas pequeños: 3,6 cm. de altura y 2 cm • 1 clip retractor. 	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.