


FICHA TÉCNICA

CUBETAS PARCIALES IZQUIERDA + DERECHA		
REFERENCIA	0828: Cubetas Parciales Izquierda + Derecha	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Hager & Werken GmbH & Co. KG Ackerstraße 1 47269 Duisburg Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario Clase I según Reglamento 2017/745/UE (MDR).	
DESCRIPCIÓN	Cubetas de impresión parcial / media bandeja. <u>Características</u> <ul style="list-style-type: none"> • Cubeta de impresión de acero inoxidable resistente a la corrosión. • Ultra calidad, duradero, brillante acabado y forma estabilidad. • Bordes de retención para el material de impresión. • No es necesario utilizar adhesivos - sistema "Rim-lock". • Esterilizable en autoclave durante muchos años sin afectar el acabado. • 5 años de garantía. • Sin perforar, parciales, lisas. 	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
ENVASE	Contenido de 2 unidades de cubetas de impresión derecha e izquierda (PL, PR).	
FINALIDAD	Para realizar impresión parcial.	
INSTRUCCIONES DE USO	N. A	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.