

PAROJECT®

Jeringa autoaspirante para la técnica de infiltración y bloqueo



Segura

Ergonómica

Simple e higiénica

Resistente



**Jeringa autoaspirante
para la técnica de infiltración y bloqueo**



1 Segura

Autoaspiración sin movimiento de tracción

Minimiza los movimientos en el extremo de la aguja

El dispositivo de aspiración alternativa (disco para el pulgar), permite la aspiración fácil durante todo el proceso de inyección

El cartucho se ve en todo momento, lo que permite observar con comodidad los resultados de la aspiración




2 Ergonómica

Diseño exclusivo de sujeción

Corta distancia entre sujeciones, garantiza un buen equilibrio durante la inyección

Ligera (50 g) pero de construcción sólida



3 Simple e Higiénica

Superficie lisa e higiénica

Sin montajes de rosca que acumulen suciedad

Sin arpón ni ganchos

4 Resistente

Fabricadas con acero inoxidable (ácido-resistente)

Resistente a la esterilización repetida (máx. 200°C/390°F)

Distribuido en exclusiva por:



Laboratorios Inibsa, S.A.
Linea Dental

Carretera de Sabadell a
Granollers, Km 14,5.

08185 Lliçà de Vall, (Barcelona)

Tel. 93 860 95 00

Fax: 93 843 96 95

e-mail: info@inibsa.com

www.inibsa.com

Fabricante:

Ronvig A/S

Gt. Vejlevej 57

DK-8721 Daugaard

Denmark



Jeringa autoaspirante para la técnica de infiltración y bloqueo
PAROJECT®