


## FICHA TÉCNICA

<b>LIMAS K PROCLINIC</b>																																																																																												
<b>REFERENCIA</b>	Ver anexo 1																																																																																											
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD.</b> Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China																																																																																											
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.																																																																																											
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Las limas NIC K-File están especialmente bien adaptadas para el sondaje y la permeabilización durante la preparación del conducto.</p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponible en aleación Niti y acero inoxidable.</li> <li>- Sección transversal cuadrada.</li> <li>- Esterilizable en autoclave.</li> <li>- Código de colores ISO para facilitar su identificación.</li> </ul>																																																																																											
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<p><b>Medidas:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Size</th> <th>21mm</th> <th>25mm</th> <th>28mm</th> <th>31mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>HSK 021 006</td><td>HSK 025 006</td><td>HSK 028 006</td><td>HSK 031 006</td></tr> <tr><td>8</td><td>HSK 021 008</td><td>HSK 025 008</td><td>HSK 028 008</td><td>HSK 031 008</td></tr> <tr><td>10</td><td>HSK 021 010</td><td>HSK 025 010</td><td>HSK 028 010</td><td>HSK 031 010</td></tr> <tr><td>15</td><td>HSK 021 015</td><td>HSK 025 015</td><td>HSK 028 015</td><td>HSK 031 015</td></tr> <tr><td>20</td><td>HSK 021 020</td><td>HSK 025 020</td><td>HSK 028 020</td><td>HSK 031 020</td></tr> <tr><td>25</td><td>HSK 021 025</td><td>HSK 025 025</td><td>HSK 028 025</td><td>HSK 031 025</td></tr> <tr><td>30</td><td>HSK 021 030</td><td>HSK 025 030</td><td>HSK 028 030</td><td>HSK 031 030</td></tr> <tr><td>35</td><td>HSK 021 035</td><td>HSK 025 035</td><td>HSK 028 035</td><td>HSK 031 035</td></tr> <tr><td>40</td><td>HSK 021 040</td><td>HSK 025 040</td><td>HSK 028 040</td><td>HSK 031 040</td></tr> <tr><td>45</td><td>HSK 021 045</td><td>HSK 025 045</td><td>HSK 028 045</td><td>HSK 031 045</td></tr> <tr><td>50</td><td>HSK 021 050</td><td>HSK 025 050</td><td>HSK 028 050</td><td>HSK 031 050</td></tr> <tr><td>55</td><td>HSK 021 055</td><td>HSK 025 055</td><td>HSK 028 055</td><td>HSK 031 055</td></tr> <tr><td>60</td><td>HSK 021 060</td><td>HSK 025 060</td><td>HSK 028 060</td><td>HSK 031 060</td></tr> <tr><td>70</td><td>HSK 021 070</td><td>HSK 025 070</td><td>HSK 028 070</td><td>HSK 031 070</td></tr> <tr><td>80</td><td>HSK 021 080</td><td>HSK 025 080</td><td>HSK 028 080</td><td>HSK 031 080</td></tr> <tr><td>15~40</td><td>HSK 021 A01</td><td>HSK 025 A01</td><td>HSK 028 A01</td><td>HSK 031 A01</td></tr> <tr><td>45~80</td><td>HSK 021 A02</td><td>HSK 025 A02</td><td>HSK 028 A02</td><td>HSK 031 A02</td></tr> </tbody> </table>		Size	21mm	25mm	28mm	31mm	6	HSK 021 006	HSK 025 006	HSK 028 006	HSK 031 006	8	HSK 021 008	HSK 025 008	HSK 028 008	HSK 031 008	10	HSK 021 010	HSK 025 010	HSK 028 010	HSK 031 010	15	HSK 021 015	HSK 025 015	HSK 028 015	HSK 031 015	20	HSK 021 020	HSK 025 020	HSK 028 020	HSK 031 020	25	HSK 021 025	HSK 025 025	HSK 028 025	HSK 031 025	30	HSK 021 030	HSK 025 030	HSK 028 030	HSK 031 030	35	HSK 021 035	HSK 025 035	HSK 028 035	HSK 031 035	40	HSK 021 040	HSK 025 040	HSK 028 040	HSK 031 040	45	HSK 021 045	HSK 025 045	HSK 028 045	HSK 031 045	50	HSK 021 050	HSK 025 050	HSK 028 050	HSK 031 050	55	HSK 021 055	HSK 025 055	HSK 028 055	HSK 031 055	60	HSK 021 060	HSK 025 060	HSK 028 060	HSK 031 060	70	HSK 021 070	HSK 025 070	HSK 028 070	HSK 031 070	80	HSK 021 080	HSK 025 080	HSK 028 080	HSK 031 080	15~40	HSK 021 A01	HSK 025 A01	HSK 028 A01	HSK 031 A01	45~80	HSK 021 A02	HSK 025 A02	HSK 028 A02	HSK 031 A02
Size	21mm	25mm	28mm	31mm																																																																																								
6	HSK 021 006	HSK 025 006	HSK 028 006	HSK 031 006																																																																																								
8	HSK 021 008	HSK 025 008	HSK 028 008	HSK 031 008																																																																																								
10	HSK 021 010	HSK 025 010	HSK 028 010	HSK 031 010																																																																																								
15	HSK 021 015	HSK 025 015	HSK 028 015	HSK 031 015																																																																																								
20	HSK 021 020	HSK 025 020	HSK 028 020	HSK 031 020																																																																																								
25	HSK 021 025	HSK 025 025	HSK 028 025	HSK 031 025																																																																																								
30	HSK 021 030	HSK 025 030	HSK 028 030	HSK 031 030																																																																																								
35	HSK 021 035	HSK 025 035	HSK 028 035	HSK 031 035																																																																																								
40	HSK 021 040	HSK 025 040	HSK 028 040	HSK 031 040																																																																																								
45	HSK 021 045	HSK 025 045	HSK 028 045	HSK 031 045																																																																																								
50	HSK 021 050	HSK 025 050	HSK 028 050	HSK 031 050																																																																																								
55	HSK 021 055	HSK 025 055	HSK 028 055	HSK 031 055																																																																																								
60	HSK 021 060	HSK 025 060	HSK 028 060	HSK 031 060																																																																																								
70	HSK 021 070	HSK 025 070	HSK 028 070	HSK 031 070																																																																																								
80	HSK 021 080	HSK 025 080	HSK 028 080	HSK 031 080																																																																																								
15~40	HSK 021 A01	HSK 025 A01	HSK 028 A01	HSK 031 A01																																																																																								
45~80	HSK 021 A02	HSK 025 A02	HSK 028 A02	HSK 031 A02																																																																																								

<b>COMPOSICIÓN</b>	Parte activa: Acero inoxidable. Tope: Goma. Mango: Plástico.
<b>ENVASE</b>	Envase que contiene 6 unidades.
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Instrumentos manuales para ensanchar los canales radiculares antes de su obturación
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN</b>	Los dispositivos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Desechar el producto si está dañado o disminuye su rendimiento.
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.

## ANEXO I

REFERENCIA PROCLINIC	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
17595	LIMAS K N.06 (21mm) PROCLINIC
17596	LIMAS K N.08 (21mm) PROCLINIC
17597	LIMAS K N.06 (25mm) PROCLINIC
17598	LIMAS K N.08 (25mm) PROCLINIC
17599	LIMAS H N.08 (21mm) PROCLINIC
17671	LIMAS K N.08 (31mm) PROCLINIC
17672	LIMAS K N.10 (31mm) PROCLINIC
17673	LIMAS K N.15 (31mm) PROCLINIC
17674	LIMAS K N.20 (31mm) PROCLINIC
17675	LIMAS K N.25 (31mm) PROCLINIC
17676	LIMAS K N.45 (31mm) PROCLINIC
17677	LIMAS K N.40 (31mm) PROCLINIC
17678	LIMAS K N.35 (31mm) PROCLINIC
17679	LIMAS K N.30 (31mm) PROCLINIC
17680	LIMAS K N.50 (31mm) PROCLINIC
17681	LIMAS K N.70 (31mm) PROCLINIC
17682	LIMAS K N.55 (31mm) PROCLINIC
17683	LIMAS K N.60 (31mm) PROCLINIC
17684	LIMAS K N.80 (31mm) PROCLINIC
17686	LIMAS K N.45-80 (21mm) PROCLINIC 6u.
17687	LIMAS K N.45-80 (25mm) PROCLINIC 6 u.
17688	LIMAS K N.45-80 (31mm) PROCLINIC 6 u.
17714	LIMAS K N.10 (25mm) PROCLINIC
17715	LIMAS K N.15 (25mm) PROCLINIC
17716	LIMAS K N.20 (25mm) PROCLINIC
17717	LIMAS K N.25 (25mm) PROCLINIC
17718	LIMAS K N.45 (25mm) PROCLINIC
17719	LIMAS K N.30 (25mm) PROCLINIC
17720	LIMAS K N.35 (25mm) PROCLINIC
17723	LIMAS K N.40 (25mm) PROCLINIC
17724	LIMAS K N.10 (21mm) PROCLINIC
17725	LIMAS K N.50 (25mm) PROCLINIC
17726	LIMAS K N.55 (25mm) PROCLINIC
17727	LIMAS K N.60 (25mm) PROCLINIC
17728	LIMAS K N.70 (25mm) PROCLINIC
17729	LIMAS K N.80 (25mm) PROCLINIC
17730	LIMAS K N.15 (21mm) PROCLINIC
17731	LIMAS K N.20 (21mm) PROCLINIC
17732	LIMAS K N.25 (21mm) PROCLINIC
17733	LIMAS K N.30 (21mm) PROCLINIC
17734	LIMAS K N.35 (21mm) PROCLINIC
17735	LIMAS K N.55 (21mm) PROCLINIC

17736	LIMAS K N.50 (21mm) PROCLINIC
17737	LIMAS K N.40 (21mm) PROCLINIC
17738	LIMAS K N.45 (21mm) PROCLINIC
17739	LIMAS K N.60 (21mm) PROCLINIC
17742	LIMAS K N.70 (21mm) PROCLINIC
17743	LIMAS K N.80 (21mm) PROCLINIC
17755	LIMAS K N.15-40 (21mm) PROCLINIC
17758	LIMAS K N.15-40 (25mm) PROCLINIC