


FICHA TÉCNICA

GAFAS PROTECTORAS ULTRATECH COLOR NARANJA PARA LAMAPRA VALO		
REFERENCIA	18695	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Ultradent Products, Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South), South Jordan, UT 84095 www.ultradent.es	
CLASIFICACIÓN	EPI (Reglamento (UE) 2016/425).	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> - Gafas de Protección Naranjas Ultradent. - Cumplen con la normativa de calidad ANSI y CE. - Bloqueo contra la luz azul. - Protección contra las lesiones por impacto y exposición química. - Indicado para proteger la vista de rayos UV de las lámparas de fotopolimerización. - Peso: 37 gr. - Resistencia contra arañazos. - No utilizar como protección ante un láser. 	
ESPECIFICACIÓN	Color: Naranja.	
COMPOSICIÓN	Las lentes de policarbonato moldeado.	
PRESENTACIÓN	1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Estas gafas son esenciales en la práctica odontológica para garantizar la seguridad visual en procedimientos restaurativos que involucran materiales fotopolimerizables.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.