


## FICHA TÉCNICA

<b>AGUJAS SEPTOJECT</b>																																																																																																																																																																										
<b>REFERENCIAS</b>	<b>VER ANEXO</b>																																																																																																																																																																									
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>SEPTODONT</b> 58 rue du pont de Créteil 94107 Saint – Maur-des-Fossés Cedex FRANCIA																																																																																																																																																																									
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario Clase IIa conforme a la Directiva 93/42/CEE.																																																																																																																																																																									
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Agujas estériles y siliconadas. Triple bisel.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Antes de la utilización, romper el sellado de 1er uso que garantiza la esterilidad, girando las 2 partes del estuche protector en sentido inverso.</li> <li>-Girar la base roscada de la aguja sobre el casquillo de la jeringuilla prevista a tal efecto.</li> <li>-Justo antes de la inyección, retirar el capuchón protector de la aguja, que se podrá utilizar posteriormente para desenroscar la aguja de la jeringuilla sin correr el riesgo de pincharse.</li> <li>-Tirar la aguja usada en un contenedor específico conforme a la legislación en vigor sobre la eliminación de los residuos médicos.</li> </ul>																																																																																																																																																																									
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">SEPTOJECT XL</th> <th colspan="4">SEPTOJECT</th> </tr> <tr> <th>Tailles d'aiguilles disponibles / Needle Sizes available</th> <th>En mm (S.I.) / In mm (I.S.)</th> <th>Diamètre en Gauge / Diameter in Gauge</th> <th>Type d'injection / Type of injection</th> <th>Tailles d'aiguilles disponibles / Needle Sizes available</th> <th>En mm (S.I.) / In mm (I.S.)</th> <th>Diamètre en Gauge / Diameter in Gauge</th> <th>Type d'injection / Type of injection</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.3 x 10 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Intraligamentaire / Intraligamentary</td> <td>Extra-courte / Extrashort</td> <td>0.3 x 08 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Intraligamentaire / Intraligamentary</td> </tr> <tr> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.3 x 12 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Intraligamentaire / Intraligamentary</td> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.3 x 10 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Intraligamentaire / Intraligamentary</td> </tr> <tr> <td>Courte / Short</td> <td>0.3 x 16 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.3 x 12 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Intraligamentaire / Intraligamentary</td> </tr> <tr> <td>Courte / Short</td> <td>0.3 x 21 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> <td>Courte / Short</td> <td>0.3 x 16 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> </tr> <tr> <td>Courte / Short</td> <td>0.3 x 23 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> <td>Courte / Short</td> <td>0.3 x 21 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> </tr> <tr> <td>Courte / Short</td> <td>0.3 x 25 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> <td>Courte / Short</td> <td>0.3 x 23 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> </tr> <tr> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.4 x 08 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Intraseptale / Intraseptal</td> <td>Courte / Short</td> <td>0.3 x 25 mm</td> <td>30 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> </tr> <tr> <td>Courte / Short</td> <td>0.4 x 16 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.4 x 08 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Intraseptale / Intraseptal</td> </tr> <tr> <td>Courte / Short</td> <td>0.4 x 21 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.4 x 12 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Intraseptale / Intraseptal</td> </tr> <tr> <td>Courte / Short</td> <td>0.4 x 25 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.4 x 16 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> </tr> <tr> <td>Longue / Long</td> <td>0.4 x 35 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Tronculaire / Nerve block</td> <td>Courte / Short</td> <td>0.4 x 21 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> </tr> <tr> <td>Longue / Long</td> <td>0.4 x 42 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Tronculaire / Nerve block</td> <td>Courte / Short</td> <td>0.4 x 23 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Courte / Short</td> <td>0.4 x 25 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Longue / Long</td> <td>0.4 x 35 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Tronculaire / Nerve block</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Longue / Long</td> <td>0.4 x 42 mm</td> <td>27 Ga</td> <td>Tronculaire / Nerve block</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.5 x 08 mm</td> <td>25 Ga</td> <td>Intraseptale / Intraseptal</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Extra-Courte / Extrashort</td> <td>0.5 x 25 mm</td> <td>25 Ga</td> <td>Para-spical / Periapical</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Longue / Long</td> <td>0.5 x 35 mm</td> <td>25 Ga</td> <td>Tronculaire / Nerve block</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Longue / Long</td> <td>0.5 x 42 mm</td> <td>25 Ga</td> <td>Tronculaire / Nerve block</td> </tr> </tbody> </table>		SEPTOJECT XL				SEPTOJECT				Tailles d'aiguilles disponibles / Needle Sizes available	En mm (S.I.) / In mm (I.S.)	Diamètre en Gauge / Diameter in Gauge	Type d'injection / Type of injection	Tailles d'aiguilles disponibles / Needle Sizes available	En mm (S.I.) / In mm (I.S.)	Diamètre en Gauge / Diameter in Gauge	Type d'injection / Type of injection	Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 10 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary	Extra-courte / Extrashort	0.3 x 08 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary	Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 12 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary	Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 10 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary	Courte / Short	0.3 x 16 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 12 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary	Courte / Short	0.3 x 21 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Courte / Short	0.3 x 16 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Courte / Short	0.3 x 23 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Courte / Short	0.3 x 21 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Courte / Short	0.3 x 25 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Courte / Short	0.3 x 23 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 08 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptal	Courte / Short	0.3 x 25 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Courte / Short	0.4 x 16 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical	Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 08 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptal	Courte / Short	0.4 x 21 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical	Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 12 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptal	Courte / Short	0.4 x 25 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical	Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 16 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical	Longue / Long	0.4 x 35 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block	Courte / Short	0.4 x 21 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical	Longue / Long	0.4 x 42 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block	Courte / Short	0.4 x 23 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical					Courte / Short	0.4 x 25 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical					Longue / Long	0.4 x 35 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block					Longue / Long	0.4 x 42 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block					Extra-Courte / Extrashort	0.5 x 08 mm	25 Ga	Intraseptale / Intraseptal					Extra-Courte / Extrashort	0.5 x 25 mm	25 Ga	Para-spical / Periapical					Longue / Long	0.5 x 35 mm	25 Ga	Tronculaire / Nerve block					Longue / Long	0.5 x 42 mm	25 Ga	Tronculaire / Nerve block
SEPTOJECT XL				SEPTOJECT																																																																																																																																																																						
Tailles d'aiguilles disponibles / Needle Sizes available	En mm (S.I.) / In mm (I.S.)	Diamètre en Gauge / Diameter in Gauge	Type d'injection / Type of injection	Tailles d'aiguilles disponibles / Needle Sizes available	En mm (S.I.) / In mm (I.S.)	Diamètre en Gauge / Diameter in Gauge	Type d'injection / Type of injection																																																																																																																																																																			
Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 10 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary	Extra-courte / Extrashort	0.3 x 08 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary																																																																																																																																																																			
Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 12 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary	Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 10 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary																																																																																																																																																																			
Courte / Short	0.3 x 16 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 12 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary																																																																																																																																																																			
Courte / Short	0.3 x 21 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Courte / Short	0.3 x 16 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical																																																																																																																																																																			
Courte / Short	0.3 x 23 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Courte / Short	0.3 x 21 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical																																																																																																																																																																			
Courte / Short	0.3 x 25 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical	Courte / Short	0.3 x 23 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical																																																																																																																																																																			
Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 08 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptal	Courte / Short	0.3 x 25 mm	30 Ga	Para-spical / Periapical																																																																																																																																																																			
Courte / Short	0.4 x 16 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical	Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 08 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptal																																																																																																																																																																			
Courte / Short	0.4 x 21 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical	Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 12 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptal																																																																																																																																																																			
Courte / Short	0.4 x 25 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical	Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 16 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical																																																																																																																																																																			
Longue / Long	0.4 x 35 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block	Courte / Short	0.4 x 21 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical																																																																																																																																																																			
Longue / Long	0.4 x 42 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block	Courte / Short	0.4 x 23 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical																																																																																																																																																																			
				Courte / Short	0.4 x 25 mm	27 Ga	Para-spical / Periapical																																																																																																																																																																			
				Longue / Long	0.4 x 35 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block																																																																																																																																																																			
				Longue / Long	0.4 x 42 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block																																																																																																																																																																			
				Extra-Courte / Extrashort	0.5 x 08 mm	25 Ga	Intraseptale / Intraseptal																																																																																																																																																																			
				Extra-Courte / Extrashort	0.5 x 25 mm	25 Ga	Para-spical / Periapical																																																																																																																																																																			
				Longue / Long	0.5 x 35 mm	25 Ga	Tronculaire / Nerve block																																																																																																																																																																			
				Longue / Long	0.5 x 42 mm	25 Ga	Tronculaire / Nerve block																																																																																																																																																																			
<b>COMPOSICIÓN</b>	<p>-Tubos de Acero inoxidable de alto grado quirúrgico.</p> <p>-Material plástico.</p>																																																																																																																																																																									
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envase con 100 unidades 100 de agujas bipuntas desechables y no reesterilizables.																																																																																																																																																																									
<b>VIDA ÚTIL</b>	Producto de uso único.																																																																																																																																																																									
<b>FINALIDAD</b>	Administración rutinaria de anestésicos dentales locales.																																																																																																																																																																									
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.																																																																																																																																																																									

**FICHA TÉCNICA**

<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.
------------------------------------	--

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*

**ANEXO**

<b>Referencias</b>	<b>Descripción</b>
19012	AGUJAS SEPTOJECT 30G (0,3x21mm)
19013	AGUJAS SEPTOJECT 27L (0,4x35mm)
19014	AGUJAS SEPTOJECT 30G (0,3x16mm)
19015	AGUJAS SEPTOJECT 30XCorta (0,3x12mm)
96463	AGUJAS SEPTOJECT 27G 0.4x25mm (100u.)
96464	AGUJAS SEPTOJECT 30G 0.3x10mm (100u.)
96465	AGUJAS SEPTOJECT 30G 0.3x25mm (100u.)