
	FICHA TÉCNICA	TDS_122bd
	ÁCIDO GRABADOR	03/06/2019
	BESTDENT	V. 01

FICHA TÉCNICA

ÁCIDO GRABADOR AZUL BESTDENT		
REFERENCIA	20490	
FABRICANTE / RESPONSABLE	J. Ripoll S.L. Rio Tiétar, 20 28119 Algete, Madrid (España)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Gel de ácido grabador dental. Ácido fosfórico para uso por profesionales odontológicos. El producto exhibe tixotropía con una viscosidad media.,	
COMPOSICIÓN	Ácido fosfórico 37%, glicerol, sílice coloidal anhidra, polietilenglicol 5000, agua.	
ESPECIFICACIONES	Color: Azul. Gel homogéneo. Viscosidad con un índice de penetrabilidad 300-430. Alta hidrosolubilidad.	
ENVASE	Envase conteniendo 4 jeringas de 1,2 g + 6 puntas de un solo uso.	
FINALIDAD PREVISTA	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología. Grabador dental.	
PRECAUCIONES	Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	