


FICHA TÉCNICA

3M™ Cavit™ - Material de Restauración Temporal		
REFERENCIAS	44030: 3M Cavit™ - Color Rosa 44313: 3M Cavit™ - Color Gris 44130: 3M Cavit™ - Color Blanco	
FABRICANTE / RESPONSABLE	3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Alemania	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Son materiales de obturación provisional de autoendurecimiento bajo humedad.	
COMPOSICIÓN	Compuesto a base de óxido de zinc y resinas sintéticas.	
PRESENTACIÓN	Envase de Cristal 28g/Ud	
VIDA ÚTIL	3 años.	
FINALIDAD	Material para restauraciones temporales. Excelente sellado marginal, tres durezas diferentes en función del tiempo de permanencia en boca y zona de aplicación. <ul style="list-style-type: none"> - Cavit-Rosa (alta superficie de endurecimiento): Rellenos temporales de restauraciones cargadas de oclusiones. - Cavit-Blanco (endurecimiento final reducido, adhesión incrementada): Rellenos temporales después de tratamientos de endodoncia. - Cavit-Gris (completamente extraíble sin roturas): Preparación del inlay. 	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones de uso del producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conserve el producto a una temperatura de 15 °C a 25 °C. No deberá emplearse después de ser transcurrida la fecha de caducidad. Una vez abiertos, consumir los tubos o frascos con tapa roscada lo más rápido posible.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.