



## FICHA TÉCNICA

<b>PUNTAS DE MEZCLA BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>21670</b>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>MEDISTOCK</b> Rue du Carreau 69960 CORBAS – France Tel: +33 (0)4 37 90 54 44/ Fax : +33 (0)4 37 90 54 45	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según Reglamento (UE) 2017/745.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Puntas mezcladoras.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Las medidas del diámetro exterior del cabezal son de 15.5 mm y el diámetro interior de cada paso 4 mm con una longitud de 70 mm.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Polipropileno	
<b>PRESENTACIÓN</b>	50 unidades por bolsa.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	N/A	
<b>FINALIDAD</b>	Puntas para usar con un cartucho de resina / material de reconstrucción dental / material de impresión dental para mezclar o usar este material.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>BESTDENT MIXING TIPS</b>		
<b>REFERENCES</b>	<b>21670</b>	
<b>MANUFACTURER</b>	MEDISTOCK Rue du Carreau 69960 CORBAS – France Tel : +33 (0)4 37 90 54 44 / Fax : +33 (0)4 37 90 54 45	
<b>CLASSIFICATION</b>	Class I Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.	
<b>DESCRIPTION</b>	Mixing tips.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	The outer diameter of the head measures 15.5 mm and the inner diameter of each step measures 4 mm with a length of 70 mm.	
<b>COMPOSITION</b>	Polypropylene	
<b>PACKAGING</b>	50 units per-bag.	
<b>SHELF LIFE</b>	N/A	
<b>INTENDED USE</b>	Tips to be used with a cartridge of resin / dental reconstruction material / dental impression material to mix or use of this material.	
<b>INSTRUCTIONS FOR USE</b>	See instructions on the product.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	No special storage and transport conditions are required.	