

REFERENCIA	16113503	CÓDIGO EAN	842965902066
PRODUCTO	21913 - Set cirugía guantes 6 1/2 y 7 1/2		

COMPONENTES

- 1 Paño envoltorio (SMS) 60x60cm
- 2 Bata protectora p.p. 28/30 grs.con puños. No estéril.
- 2 Gorro enfermera pp. circular verde
- 1 Gorro cirujano pp.cintas
- 2 Mascarilla quirúrgica con elásticos
- 1 Guantes quirúrgicos con polvo talla 6,5 (par)
- 1 Guantes quirúrgicos con polvo talla 7,5 (par)
- 1 Paño quirúrgico (IS) 50x75cm
- 1 Paño quirúrgico (IS) 75x90cm
- 1 Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50x60cm (ab. Ø 8cm)

PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 15

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 26/02/2013

Revisión 18/09/2018

NORMATIVA

Todos los productos de CARDIVAIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIVAIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.


Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.

COMPOSICIÓN

1 Paño envoltorio (SMS) 60x60cm

Ancho 60cm; Largo 60cm.


- Tejido SMS (45 g/m²): Polipropileno formado por tres capas (Spunbonded-Metblown-Spundoned).



2 Bata protectora p.p. 28/30 grs.con puños. No estéril.

Largo 116cm; Ancho 142cm; Mangas 56cm; Puños 6cm.


- Tela sin tejer polipropileno 100% de 28/30 g/m².
- Puños: poliéster.



2 Gorro enfermera pp. circular verde

Embocadura a máximo estiramiento 50cm; Elástico relajado 20cm; Largo 35cm.


- Polipropileno 100% tipo spunbonded 14 g.



1 Gorro cirujano pp.cintas

Largo banda 61cm; Ancho banda 11cm; Largo de tapa 23,5cm; Ancho de tapa 16cm.


- 100% polipropileno tipo spunbonded 20 g.



2 Mascarilla quirúrgica con elásticos

Medida del elástico 18,5cm; Largo mascarilla 17,5cm; Ancho mascarilla 9,5cm.
(Rango de tolerancia +/-0.5cm)

- Cumple con la norma UNE-EN ISO 14683:2020.
- Clasificación: Tipo IIR
- Requisitos de funcionamiento:
- Eficacia de filtración bacteriana (BFE): $\geq 98\%$
- Presión diferencial: $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
- Resistencia a las salpicaduras: $\geq 16 \text{ KPa}$
- Limpieza microbiana $\leq 30 \text{ ufc/g}$



1 Guantes quirúrgicos con polvo talla 6,5 (par)

- Látex de goma natural.



1 Guantes quirúrgicos con polvo talla 7,5 (par)


- Látex de goma natural.



1 Paño quirúrgico (IS) 50x75cm

Ancho: 50cm; Largo: 75cm.


- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado con PE 25μ.



1 Paño quirúrgico (IS) 75x90cm


Ancho: 75cm; Largo: 90cm.

- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado PE 25μ.

**1 Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50x60cm (ab. Ø 8cm)**

Ancho: 50cm; Largo: 60cm; Fenestra: Ø 8cm. Adhesivo 14x12 cm.

- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado con PE 25μ.



CONFIDENCIAL