


FICHA TÉCNICA

GUANTES LÁTEX SIN POLVO BESTDENT		
REFERENCIAS	23654: Tamaño L 23655: Tamaño M 23656: Tamaño S 23657: Tamaño XS 23659: Tamaño XL	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento 2017/745/UE. EPI Categoría III, según el Reglamento 2016/425/UE.	
DESCRIPCIÓN	Guantes de látex sin polvo, no estériles, de un solo uso. Ambidiestros.	
COMPOSICIÓN	100% goma natural.	
ESPECIFICACIONES	Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm Tamaño XL 125 ± 10 mm	
ENVASE	Caja con 100 unidades.	
VIDA ÚTIL	5 años.	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los guantes están fabricados con látex, que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Si esto ocurre, discontinuar su uso inmediatamente y consultar con el médico.	
NORMATIVAS QUE CUMPLEN	ASTM D3578 EN 455: 1-2-3-4 EN 374: 1 EN 374: 5 (protección frente a virus).	