

### Agujas dentales SOPIRA® Carpule.

La aguja adecuada para cada indicación.



### AHORA con etiquetas de colores para la fácil identificación de la longitud de la aguja.

La nueva codificación por colores SOPIRA se basa en la longitud de onda de la luz y su gama de color: cuanto mayor sea la longitud de onda de la codificación por color, más larga será la cánula de la inyección. Las agujas especiales con bisel corto para anestesia intraligamentaria se diferencian por una fina raya horizontal del color correspondiente.

#### Ventajas para usted:

- Mayor seguridad de aplicación gracias a la sencilla identificación de longitud de aguja de SOPIRA Carpule mediante un nuevo sistema de colores del arco iris.
- Nivel inicial reducido gracias al innovador bisel triple.
- Excelente acero y siliconización para un óptimo deslizamiento por el tejido blando.
- Reducción de los pliegues de la aguja gracias a las agujas especiales cortas para anestesia intraligamentaria.
- Versión especial de pared fina para una mayor velocidad de flujo y una menor presión de inyección: SOPIRA Carpule Free Flow.
- Agujas embaladas en blister individual de burbuja individual SOPIRA Carpule Blistered: para una mayor seguridad, especialmente en cirugía.

La aguja adecuada para cualquier indicación.

Salud Oral en buenas manos.

## Referencia y productos

Producto	Uso recomendado	Codificación de longitud	Referencia		
<b>Agujas de tipo estándar SOPIRA® Carpule</b>					
SOPIRA® Carpule 27G 08 mm	Intraseptal	● Violeta	66005402		
SOPIRA® Carpule 30G 12 mm, bisel corto	Intraligamentaria	● Azul	66053462		
SOPIRA® Carpule 30G 12 mm	Infiltración	● Azul	66008710		
SOPIRA® Carpule 30G 16 mm, bisel corto	Intraligamentaria	● Verde	66053463		
SOPIRA® Carpule 30G 16 mm	Infiltración	● Verde	66005400		
SOPIRA® Carpule 30G 21 mm	Infiltración	● Amarillo	66005401		
SOPIRA® Carpule 30G 25 mm	Infiltración	● Naranja	66053464		
SOPIRA® Carpule 27G 25 mm	Infiltración	● Naranja	66053465		
SOPIRA® Carpule 27G 38 mm	Mandibular	● Rojo oscuro	66053466		
<b>Free Flow: para una baja presión de inyección</b>					
SOPIRA® Carpule Free Flow 30G 12 mm, bisel corto	Intraligamentaria	● Azul	66053479		
SOPIRA® Carpule Free Flow 30G 16 mm, bisel corto	Intraligamentaria	● Verde	66053480		
SOPIRA® Carpule Free Flow 30G 25 mm	Infiltración	● Naranja	66053481		
SOPIRA® Carpule Free Flow 27G 25 mm	Infiltración	● Naranja	66053482		
SOPIRA® Carpule Free Flow 27G 38 mm	Mandibular	● Rojo oscuro	66053483		
<b>Embaladas en blister individual para una mayor seguridad</b>					
SOPIRA® Carpule Blistered 30G 12 mm, bisel corto	Intraligamentaria	–	66005410		
SOPIRA® Carpule Blistered 30G 16 mm, bisel corto	Intraligamentaria	–	66005411		
SOPIRA® Carpule Blistered 30G 16 mm	Infiltración	–	66005412		
SOPIRA® Carpule Blistered 30G 21 mm	Infiltración	–	66005418		
SOPIRA® Carpule Blistered 30G 25 mm	Infiltración	–	66005417		
SOPIRA® Carpule Blistered 27G 08 mm	Intraseptal	–	66005413		
SOPIRA® Carpule Blistered 27G 25 mm	Infiltración	–	66005415		
SOPIRA® Carpule Blistered 27G 35 mm	Mandibular	–	66005414		