





FICHA TÉCNICA

MICROAPLICADORES BESTDENT		
REFERENCIAS	25650: Fino 25651: Regular	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Huanghua Promisee Dental Co., Ltd. Mould Industry Garden 061100 Huanghua - Hebei China	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme el Reglamento (UE) 2017/745 relativo a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Los microaplicadores desechables son productos sanitarios invasivos de uso transitorio. Se utilizan para la aplicación de materiales en la cavidad oral. Tamaño fino (color amarillo) y regular (color verde).	
ESPECIFICACIONES	Medida de la punta: 13 milímetros. 	
COMPOSICIÓN	Microcepillo de fibra de Nylon / Mango de Polipropileno / Pigmentos Atóxicos.	
EMBALAJE	Envase con 100 unidades	
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación	
FINALIDAD PREVISTA	Los microaplicadores se utilizan para la aplicación de pequeñas cantidades de materiales (selladores, agentes adherentes, cementos...) en zonas de la cavidad bucal de acceso limitado.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estériles.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT MICRO APPLICATORS		
REFERENCES	25650: Thin 25651: Regular	
MANUFACTURER	Huanghua Promisee Dental Co., Ltd. Mould Industry Garden 061100 Huanghua - Hebei China	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation 2017/745/UE	
DESCRIPTION	<p>The disposable micro applicator is an invasive device for transient use. It is used for the application of materials in the oral cavity.</p> <p>Sizes: Thin (yellow) and regular (green).</p> <p>Tip measurement: 13 millimeters.</p> 	
COMPOSITION	Nylon fiber microbrush / Polypropylene handle / Non-toxic pigments.	
PACKAGING	Package with 100 pieces.	
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacturer.	
INTENDED USE	The micro applicators are used for the application of small amounts of materials (etchants, bonding agents, sealers, cements) in limited access areas.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. For professional dental application only. Non sterile.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	