



FICHA TÉCNICA

SEPARADOR DE MEJILLAS BESTDENT		
REFERENCIAS	<p>25652: Separador de Mejillas, Adultos</p> <p>25653: Separador de Mejillas, Niños</p> <p>95117: Separador de Mejillas con Depresor Lingual</p>	
FABRICANTE / RESPONSABLE	<p>Huanghua Promisee Dental Co.Ltd Mould Industry Garden, Empolder Section, Huanghua 061100, Hebei, China</p>	
CLASIFICACIÓN	<p>Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.</p>	
DESCRIPCIÓN	<p>Instrumentos de uso odontológico que se utilizan para mantener abierta la boca y proporcionar una buena visión de los dientes. No estériles. Autoclavables. En función de su uso final, están disponibles diferentes colores y tamaños. Colores: azul, azul claro.</p>	
COMPOSICIÓN	<p>Fabricados en PVC.</p>	
ENVASE	<p>Envases con 2 Unidades.</p>	
VIDA ÚTIL	<p>3 años a partir de la fecha de fabricación.</p>	
FINALIDAD PREVISTA	<p>Utilizados para desplazar los tejidos blandos para mejorar la visión y el acceso a la boca, y permitir protección durante procedimientos odontológicos.</p>	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	<p>Solamente para uso profesional dental. No estériles. Autoclavables.</p>	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	<p>Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.</p>	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT DENTAL RETRACTOR		
REFERENCES	<p>25652: Cheek Retractor, Adults</p> <p>25653: Cheek Retractor, Children</p> <p>95117: Cheek Retractor with Tongue Depressor</p>	
MANUFACTURER	<p>Huanghua Promisee Dental Co.Ltd Mould Industry Garden, Empolder Section, Huanghua 061100, Hebei, China</p>	
CLASSIFICATION	<p>Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.</p>	
DESCRIPTION	<p>Dental Retractor is a hand-held dental instrument used to open mouth and provide good eyesight of the teeth. Disposable product. According to the final use, different colours and sizes are available. Colour: blue, clear blue.</p>	
COMPOSITION	<p>Made of PVC.</p>	
PACKAGING	<p>Boxes with 2 units.</p>	
SHELF LIFE	<p>3 years from the date of manufacture.</p>	
INTENDED USE	<p>Used to displace soft tissues to improve vision and access and to afford them protection during surgical procedures.</p>	
SAFETY INFORMATION	<p>For professional dental application only. Non-sterile product. Need to be sterilized before use.</p>	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	<p>Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.</p>	