




FICHA TÉCNICA

ALGINATOS FAST BESTDENT																																	
REFERENCIAS	25662: Alginato Fast Bestdent 25663: Alginato Fast Ortodoncia Bestdent																																
FABRICANTE / RESPONSABLE	MAJOR Prodotti Dentari S.p.A. Via Einaudi, 23 – 10024 Moncalieri (TO) ITALY Tel. +39 6400211 - Fax +39 6402325 e-mail: info@majordental.com																																
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento 2017/745/UE.																																
DESCRIPCIÓN	Alginatos con aroma a naranja, libres de polvo y sin plomo, para impresiones dentales exactas. De fácil mezclado y alta resistencia al desgarro.																																
ESPECIFICACIONES	<u>Características físicas conformes al standard ISO 21563:</u> Color naranja. Aroma de naranja. Libre de polvo. Tiempo de trabajo a 23°C: -Alginato Fast (ref.25662): 2 min -Alginato Ortodoncia (ref. 25663): 1'50''																																
COMPOSICIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del ingrediente</th> <th>CAS</th> <th>%</th> <th>Número CE</th> <th>Clasificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cristobalite</td> <td>14464-46-1</td> <td>15-20</td> <td></td> <td>Xn; R48/20</td> </tr> <tr> <td>Diatomaceous earth</td> <td>68855-54-9</td> <td>40-50</td> <td>272-489-0</td> <td>Xn; R48/20</td> </tr> <tr> <td>Potassium fluorotitanate</td> <td>16919-27-0</td> <td>2-3</td> <td>240-969-9</td> <td>Xn; R20/21/22</td> </tr> <tr> <td>Tetrasodium pyrophosphate</td> <td>7722-88-5</td> <td>0,5-1</td> <td>231-767-1</td> <td>Xi; R36/37/38</td> </tr> <tr> <td>Trisodium phosphate</td> <td>7601-54-9</td> <td>1-2</td> <td>231-509-8</td> <td>Xi; R36/37/38</td> </tr> </tbody> </table> <p>Este producto no contiene Cadmio.</p>			Nombre del ingrediente	CAS	%	Número CE	Clasificación	Cristobalite	14464-46-1	15-20		Xn; R48/20	Diatomaceous earth	68855-54-9	40-50	272-489-0	Xn; R48/20	Potassium fluorotitanate	16919-27-0	2-3	240-969-9	Xn; R20/21/22	Tetrasodium pyrophosphate	7722-88-5	0,5-1	231-767-1	Xi; R36/37/38	Trisodium phosphate	7601-54-9	1-2	231-509-8	Xi; R36/37/38
Nombre del ingrediente	CAS	%	Número CE	Clasificación																													
Cristobalite	14464-46-1	15-20		Xn; R48/20																													
Diatomaceous earth	68855-54-9	40-50	272-489-0	Xn; R48/20																													
Potassium fluorotitanate	16919-27-0	2-3	240-969-9	Xn; R20/21/22																													
Tetrasodium pyrophosphate	7722-88-5	0,5-1	231-767-1	Xi; R36/37/38																													
Trisodium phosphate	7601-54-9	1-2	231-509-8	Xi; R36/37/38																													
PRESENTACIÓN	Envases con 453 g de polvo cada uno.																																
VIDA ÚTIL	6 años.																																
FINALIDAD	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.																																
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones de uso del producto.																																
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.																																

TECHNICAL DATA SHEET

FAST BESTDENT ALGINATES																																			
REFERENCES	25662: Fast Bestdent Alginates 25663: Alginate Fast Bestdent Orthodontics																																		
MANUFACTURER	MAJOR Prodotti Dentari S.p.A. Via Einaudi, 23 – 10024 Moncalieri (TO) ITALY Tel. +39 6400211 - Fax +39 6402325 e-mail: info@majordental.com																																		
CLASSIFICATION OF PRODUCT	Class I Medical Device in accordance with Regulation 2017/745/EU.																																		
DESCRIPTION	Dust-free, lead-free, orange-scented alginates for accurate dental impressions. Easy mixing and high tear resistance.																																		
SPECIFICATIONS	Physical characterization: In conformity with the standard ISO 21563. Orange colour. Aroma: orange. Dust free material. Fast setting times (23°C): <ul style="list-style-type: none"> - Fast alginate: 2 min - Orthodontics alginate: 1'50'' 																																		
COMPOSITION	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nombre del ingrediente</th> <th>CAS</th> <th>%</th> <th>Número CE</th> <th>Clasificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cristobalite</td> <td>14464-46-1</td> <td>15-20</td> <td></td> <td>Xn; R48/20</td> </tr> <tr> <td>Diatomaceous earth</td> <td>68855-54-9</td> <td>40-50</td> <td>272-489-0</td> <td>Xn; R48/20</td> </tr> <tr> <td>Potassium fluorotitanate</td> <td>16919-27-0</td> <td>2-3</td> <td>240-969-9</td> <td>Xn; R20/21/22</td> </tr> <tr> <td>Tetrasodium pyrophosphate</td> <td>7722-88-5</td> <td>0,5-1</td> <td>231-767-1</td> <td>Xi; R36/37/38</td> </tr> <tr> <td>Trisodium phosphate</td> <td>7601-54-9</td> <td>1-2</td> <td>231-509-8</td> <td>Xi; R36/37/38</td> </tr> </tbody> </table> <p>This product does not contain Cadmium.</p>					Nombre del ingrediente	CAS	%	Número CE	Clasificación	Cristobalite	14464-46-1	15-20		Xn; R48/20	Diatomaceous earth	68855-54-9	40-50	272-489-0	Xn; R48/20	Potassium fluorotitanate	16919-27-0	2-3	240-969-9	Xn; R20/21/22	Tetrasodium pyrophosphate	7722-88-5	0,5-1	231-767-1	Xi; R36/37/38	Trisodium phosphate	7601-54-9	1-2	231-509-8	Xi; R36/37/38
Nombre del ingrediente	CAS	%	Número CE	Clasificación																															
Cristobalite	14464-46-1	15-20		Xn; R48/20																															
Diatomaceous earth	68855-54-9	40-50	272-489-0	Xn; R48/20																															
Potassium fluorotitanate	16919-27-0	2-3	240-969-9	Xn; R20/21/22																															
Tetrasodium pyrophosphate	7722-88-5	0,5-1	231-767-1	Xi; R36/37/38																															
Trisodium phosphate	7601-54-9	1-2	231-509-8	Xi; R36/37/38																															
PACKAGING	Packages with 453 g of powder.																																		
SHEL LIFE	6 years.																																		
INTENDED USE	For use by dental professionals to obtain dental impressions.																																		
INSTRUCTIONS FOR USE	See product instructions for use.																																		
STORAGE AND TRANSPORT	Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight and heat sources. Protect from humidity.																																		

SCHEDA DATI

ALGINATE FAST BESTDENT																																			
RIFERIMENTI	25662: Alginato rapido Bestdent. 25663: Alginato rapido per ortodonzia Bestdent.																																		
PRODUTTORE	MAJOR Prodotti Dentari S.p.A. Via Einaudi, 23 – 10024 Moncalieri (TO) ITALY Tel. +39 6400211 - Fax +39 6402325 e-mail: info@majordental.com																																		
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO	Dispositivo medico di classe I secondo il regolamento 2017/745/UE.																																		
DESCRIZIONE	Alginati senza polvere, senza piombo e al profumo di arancia per impronte dentali precise. Facili da miscelare e altamente resistenti allo strappo.																																		
SPECIFICHE	Caratteristiche fisiche secondo lo standard ISO 21563. Colore arancione. Sapore di arancia. Senza polvere. Tempo di lavorazione a 23°C: -Alginato Veloce: 2 min -Alginato Ortodontico: 1'50" -Alginato Ortodontico: 1'50".																																		
COMPOSIZIONE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del ingrediente</th> <th>CAS</th> <th>%</th> <th>Número CE</th> <th>Clasificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cristobalite</td> <td>14464-46-1</td> <td>15-20</td> <td></td> <td>Xn; R48/20</td> </tr> <tr> <td>Diatomaceous earth</td> <td>68855-54-9</td> <td>40-50</td> <td>272-489-0</td> <td>Xn; R48/20</td> </tr> <tr> <td>Potassium fluorotitanate</td> <td>16919-27-0</td> <td>2-3</td> <td>240-969-9</td> <td>Xn; R20/21/22</td> </tr> <tr> <td>Tetrasodium pyrophosphate</td> <td>7722-88-5</td> <td>0,5-1</td> <td>231-767-1</td> <td>Xi; R36/37/38</td> </tr> <tr> <td>Trisodium phosphate</td> <td>7601-54-9</td> <td>1-2</td> <td>231-509-8</td> <td>Xi; R36/37/38</td> </tr> </tbody> </table> <p>Questo prodotto non contiene cadmio.</p>					Nombre del ingrediente	CAS	%	Número CE	Clasificación	Cristobalite	14464-46-1	15-20		Xn; R48/20	Diatomaceous earth	68855-54-9	40-50	272-489-0	Xn; R48/20	Potassium fluorotitanate	16919-27-0	2-3	240-969-9	Xn; R20/21/22	Tetrasodium pyrophosphate	7722-88-5	0,5-1	231-767-1	Xi; R36/37/38	Trisodium phosphate	7601-54-9	1-2	231-509-8	Xi; R36/37/38
Nombre del ingrediente	CAS	%	Número CE	Clasificación																															
Cristobalite	14464-46-1	15-20		Xn; R48/20																															
Diatomaceous earth	68855-54-9	40-50	272-489-0	Xn; R48/20																															
Potassium fluorotitanate	16919-27-0	2-3	240-969-9	Xn; R20/21/22																															
Tetrasodium pyrophosphate	7722-88-5	0,5-1	231-767-1	Xi; R36/37/38																															
Trisodium phosphate	7601-54-9	1-2	231-509-8	Xi; R36/37/38																															
PRESENTAZIONE	Confezioni da 453 g di polvere ciascuna.																																		
SCADENZA	6 anni.																																		
SCOPO	Utilizzabile dai professionisti del settore odontoiatrico per ottenere impronte dentali.																																		
ISTRUZIONI PER L'USO	Consultare le istruzioni per l'uso del prodotto.																																		
STOCCAGGIO E TRASPORTO	Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore. Proteggere dall'umidità.																																		