



FICHA TÉCNICA

COMPOSITE BULK FILL FLOW MARCA: PROCLINIC EXPERT		
REFERENCIAS	25950: Jeringa Color Universal. 25951: Jeringa Color A2. 25952: Compules Color Universal. 25953: Compules Color A2.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MANI MEDICAL GERMANY GmbH Herta-Sponer-Straße 2 61191 Rosbach v.d Höhe Germany	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	<p>La resina compuesta Bulk Fill está disponible en jeringas y compulas (ampollas compactas). Las compulas son de uso único.</p> <p>Indicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restauraciones clase I. - Restauraciones clase II bajo composite. Se recomienda el acabado con un composite adicional convencional. - Base en cavidades I y II en restauraciones directas, sin necesidad de un liner adicional o previo. 	
COMPOSICIÓN	Polvo de vidrio, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato de tetrametileno, dióxido de silicio.	
PRESENTACIÓN	25950: ENVASE 1 jeringa x 2 gr 25951: ENVASE 1 jeringa x 2 gr 25952: ENVASE 20 compules x 0,3 gr 25953: ENVASE 20 compules x 0,3 gr	
VIDA ÚTIL	4 años.	
FINALIDAD	Bulk Fill Composite es un composite fotopolimerizable para dientes laterales, con capacidad para fluir, de alta radiopacidad (210 % Al) para la restauración dental directa y el tratamiento con técnica bulk fill.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Temperatura de almacenamiento: 10 – 25 °C.	

TECHNICAL DATA SHEET

COMPOSITE BULK FILL FLOW BRAND: PROCLINIC EXPERT		
REFERENCES	25950: Universal Color Syringe. 25951: Syringe Color A2 25952: Compules Color Universal 25953: Compules Color A2	
MANUFACTURER	MANI MEDICAL GERMANY GmbH Herta-Sponer-Straße 2 61191 Rosbach v.d Höhe Germany	
CLASSIFICATION OF THE PRODUCT	Clase IIa Medical Device, according to the Regulation (UE) 2017/745.	
DESCRIPTION	Bulk Fill Composite is available in syringes and compules. The compules are for single use. Indications: - Class I restorations. - Class II restorations under composite. Finishing with an additional conventional composite is recommended. - Base in cavities I and II in direct restorations, without the need of an additional or previous liner.	
COMPOSITION	Glass powder, diurethane dimethacrylate, tetramethylene, dimethacrylate, silicon dioxide.	
PACKAGING	25950: PACKAGE 1 syringe x 2 gr 25951: PACKAGE 1 syringe x 2 gr 25952: PACKAGE 20 compules x 0.25 gr 25953: PACKAGE 20 compules x 0.25 gr	
SHELF LIFE	4 years.	
INTENDED USE	Bulk Fill Composite is a light curing, flowable, highly radiopaque (210 % Al) composite for posterior restorations, for direct filling and the bulk fill technique.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
STORAGE AND TRANSPORT	Storage temperature: 10 - 25 °C.	