





FICHA TÉCNICA

CEPILLOS NYLON BESTDENT		
REFERENCIA	26800	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme el Reglamento (UE) 2017/745 relativo a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Cepillos para contra-ángulo.	
ESPECIFICACIONES	Con forma de copa. Cabezal de cerdas de nylon y con varilla recubierta de niquel plateado. 	
COMPOSICIÓN	Fabricados en nylon de alta calidad y niquel.	
EMBALAJE	Estuche con 100 unidades	
CADUCIDAD	5 años.	
FINALIDAD	Pulido y eliminación de manchas.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de un solo uso. No usar si el envase está dañado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
MSDS	No aplicable	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT NYLON BRUSHES		
REFERENCE	26800	
MANUFACTURER / RESPONSIBLE	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China	
CLASSIFICATION	Class I Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745 concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Prophylaxis brushes for contra-angle headpiece.	
SPECIFICACIONES	In the shape of a cup, with a nylon bristle head and a nickel-plated coated rod. 	
COMPOSITION	Made of high quality soft nylon and nickel.	
PACKAGING	100 units	
SHELF LIFE	5 years.	
INTENDED USE	Polishing and removal of heavy stains.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. Do not use if package is damaged.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
MSDS	N.A.	