


RESTAURACIONES



150 MPa  
Resistencia  
a la flexión



479 MPa  
Resistencia a  
la compresión

# ACIERTA SIEMPRE

Alta translucidez y adaptación cromática.  
Más tonos de forma más simple.



# 1 sola jeringa para más tonos

Con su tecnología avanzada de **adaptación cromática**, se ajusta perfectamente al **color natural del diente**, ofreciéndote resultados estéticos impecables y simplificando el proceso de selección del tono. Acertarás **siempre**.

Con la **translucidez opaca** podrás cubrir tonalidades **oscuras no deseadas** y reconstruir paredes.

1 único composite para

**AHORRAR  
TIEMPO**

**SIMPLIFICAR  
FLUJOS DE  
TRABAJO**

**RESTAURACIONES  
UNIVERSALES**

**LA MAYORÍA  
DE LOS  
CASOS**

# Obtén resultados más naturales



ANTES



DESPUÉS

Restauración del 25 realizada por la Dra. Carmen Miñana

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alta translucidez ( $\approx 8\%$  en grosor de 3mm)
- Resistencia a la flexión: 150 MPa
- Resistencia a la compresión: 479 MPa
- Relleno inorgánico 75% wt (53% vol)

Compatible con dispositivos para calentar composites (durante máximo una hora)

Universal y versátil con acabado natural, ofrece una excelente resistencia al desgaste y a la fractura.

**MÁS  
SOSTENIBLE**

### Menos colores y jeringas, menos residuos.

Simplifica la selección de tonos y garantiza resultados estéticamente satisfactorios, contribuyendo a una odontología más eficiente, efectiva y **sostenible**.

# Calidad avalada por expertos



## Dra. Carmen Miñana

Clínica Miñana-Peris  
Nº Colegiada: 46001971

“La restauración del 25 con el Composite Universal de un solo tono de Proclonic Expert imita muy bien el color del diente”



## Dr. Rufino Bueno

Clínica dental Dr. Bueno  
Nº Colegiado: 2941

“Buen composite, fácil de manipular con un color que permite una buena mimetización y un buen pulido”

## Dra. Paula Vaquero

Nº Colegiada: 28010729

“Cumple mis expectativas respecto al manejo y consistencia. Incluso en casos de camuflaje por tinción el resultado final es muy bueno”



Universal All Shades 4 gr.

Ref. 36636

Universal Opaque 4 gr.

Ref. 36637



| [www.proclonic.es](http://www.proclonic.es)

| 900 39 39 39

 **proclonic**  
EXPERT