

# KaVo MASTERmatic LUX M45 L

La ergonomía y la seguridad de los pacientes son lo primero.

Consiga los mejores resultados, incluso en áreas de difícil acceso gracias a la combinación única del ángulo cabeza/mango del nuevo KaVo MASTERmatic LUX M45 L.



# La nueva incorporación a la familia de rojos de KaVo.

## Opciones de tratamiento flexibles

Compatibilidad con fresas de hasta 25 mm de longitud.

## Combinación única de ángulos cabeza/mango en comparación con otros.

Un acceso perfecto y una magnífica visibilidad en la zona de los molares.



## Pulverizador optimizado de 3 boquillas

Humedece la fresa en toda su longitud y garantiza un efecto de refrigeración absolutamente uniforme.

## Arroje luz sobre el tema

La tecnología de fibra óptica de vidrio de eficacia comprobada de KaVo ilumina cualquier zona de tratamiento hasta el más mínimo detalle.

## Demasiado bueno para sobrecalentarse

La tecnología KaVo CoolHead garantiza que la cabeza del instrumento mantiene la temperatura adecuada en todo momento.



	<b>MASTERmatic LUX M45 L</b>	<b>MASTERmatic LUX M25 L</b>	<b>MASTERmatic LUX M05 L mini</b>	<b>EXPERTmatic LUX E25 L</b>	<b>EXPERTmatic E25 C</b>
<b>Número de referencia de material</b>	1.014.0280	1.009.3630	1.009.3640	1.007.5550	1.007.5551
<b>Angulación</b>	42°/100°	19°/100°	19°/100°	18°/90°	18°/90°
<b>Relación de transmisión</b>	1:4.2	1:5	1:5	1:5	1:5
<b>Velocidad</b>	168,000 rpm	200,000 rpm	200,000 rpm	200,000 rpm	200,000 rpm
<b>Guía de luz en barra de vidrio</b>	hasta 25.000 lux	hasta 25.000 lux	hasta 25.000 lux	hasta 25.000 lux	-