



|   |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
|  <b>MESTRA</b> <sup>®</sup> | FICHA TÉCNICA | Código: 070510     |
|   |               | Fecha: 24/abr/2017 |
|   |               | Versión: 01        |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>PRODUCTO</b>                                   | PLANO DE FOX  |  |
| <b>REFERENCIA</b>                                 | 070510  |   |
| <b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>                   | TALLERES MESTRAITUA S.L.<br>Txori erri Etorbidea nº 60, 40150 Sondika (Vizcaya) - España  |   |
| <b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>                 | PRODUCTO SANITARIO CLASE I<br>Directiva 93/42/CEE   |   |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>                   | Plano de Fox de plástico transparente   |   |
| <b>ESPECIFICACIONES</b>                           | Dimensiones: (L) 180 x (W) 130 x (H) 6 mm<br><br>38 gramos  |   |
| <b>EMBALAJE</b>                                   | Bolsa de plástico 1 u.  |   |
| <b>CADUCIDAD</b>                                  | N/A   |   |
| <b>FINALIDAD</b>                                  | Instrumento que sirve para la visualización del Plano Oclusal. Si éste tuviese una mordida perfecta, el plano de Fox debería quedar completamente horizontal; sin embargo, debido a imperfecciones en la mordida, lo más normal es que el plano de Fox adquiera una orientación que depende de las peculiaridades de cada paciente. |   |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>             | Realizado en plástico esterilizable a 135 °C.   |   |
| <b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b> | N/A   |   |

**TALLERES MESTRAITUA, S. L.**  
 Txori Erri Etorbidea, 60  
 Teléf. 0034944530388  
 48150 SONDIKA-BILBAO-ESPAÑA