

## FICHA TÉCNICA

<b>ADAPTADOR HYGOFORMIC 6,5mm POM</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>45622 _ ADAPTADOR HYGOFORMIC 6,5mm POM</b>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>J.H. Orsing AB</b> Torbornavägen 26, SE-253 68 HELSINGBORG, SWEDEN	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto sanitario Clase I conforme al Reglamento 745/2017/CEE.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Adaptador para conectar Hygoformic (eyector de saliva) con sistema de succión de 6,5 mm. No invasivo Fabricado en POM. No estéril, esterilizable a 134°C.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	-Adaptador H6,5 (3,9mm / 6,5mm). -Adaptador para hacer que Hygoformic Bio ajuste LVE (Bajo Vacío, 6,5 mm).	
<b>COMPOSICIONES</b>	-Fabricado en parte con Green PE libre de fósiles, un polietileno de base biológica fabricado a partir de la caña de azúcar.	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envase con 10 unidades	
<b>VIDA ÚTIL</b>	No Aplica	
<b>FINALIDAD</b>	Conexión eyectora de saliva Hygoformic con manguera de aspiración.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	N/A.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*