

# Medical



**DR. WEIGERT**



Limpieza automática de  
instrumentos, endoscopios  
y otros productos médicos



**neodisher® MediClean forte**  
aplicación universal / protección del material

## El detergente multiusos con excelente protección de material

### neodisher® MediClean forte

para

- instrumental quirúrgico, mínimamente invasivo y oftalmológico.
- contenedores de aluminio anodizado
- sistemas motorizados fabricados en aluminio
- utensilios de anestesia
- ... y para los endoscopios flexibles

- especialmente indicado para la protección del material
- alcalino, pH > 10
- excelentes propiedades de limpieza certificadas
- evita el depósito de proteínas previamente eliminadas
- no es necesario neutralización

De aplicación universal – alcalino – alta protección del material