

**Codice Articolo – Ref.:** 1200-1 ; 1200-2 ; 1200-3 ; 1200-4 ; 1200-5  
*Code*

**Descrizione** Otturatori (Strumenti per amalgama)  
*Product Description* Filling instruments (Amalgam instruments)

**Materiale di produzione** Strumento realizzato in acciaio inossidabile  
*Manufacture* Instrument made of stainless steel

**Note tecniche** Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)  
*Technical notes* Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)

**Sterilizzazione & Durata** Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization & Duration** Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)

**Confezionamento** Singolo pezzo  
*Packages* Single piece

**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,  
lontano da fonti di calore

***Storage***

*Keep the product in a dry and clean place,  
away from heat sources*

**Prodotto da**

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)

***Produced by***