


## FICHA TÉCNICA

<b>CUBETAS DE FLÚOR BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	54534: Verde 54535: Amarillo 54536: Azul	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>Shanghai Dochem Industries Co., Ltd.</b> Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Las cubetas de flúor desechables son unas cubetas preformadas cuya forma anatómica permite una adaptación perfecta a los dientes. Tienen una superficie de agarre (mango) que facilita su manipulación.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Fabricadas en espuma sólida, inodora y homologada para su utilización.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	El material es insoluble en agua y en la mayoría de los solventes. Disponible en 3 colores: verdes, amarillos o azules.	
<b>ENVASE</b>	Envase con 50 Unidades	
<b>VIDA ÚTIL</b>	3 años a partir de la fecha de fabricación	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Facilitar la aplicación de gel hiperfluorado en las piezas dentales.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estériles.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>BESTDENT DISPOSABLE FLUORIDE TRAYS</b>		
<b>REFERENCES</b>	54534: Green 54535: Yellow 54536: Blue	
<b>MANUFACTURER</b>	<b>Shanghai Dochem Industries Co., Ltd.</b> Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.	
<b>DESCRIPTION</b>	The disposable fluoride trays are preformed trays with a gripping area to facilitate the manipulation. The anatomical shape allows a perfect adjustment to the teeth.	
<b>COMPOSITION</b>	Manufactured in solid foam, odourless and approved for use.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	The material is insoluble in water and in most of the solvents. Available in 3 colours: green, yellow or blue.	
<b>PACKAGING</b>	Package with 50 pieces.	
<b>SHELF LIFE</b>	3 years from the date of manufacture	
<b>INTENDED USE</b>	To facilitate the application of hyper fluoridation on the dental pieces.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	For single use only. For professional dental application only. Non-sterile.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	