



## FICHA TÉCNICA

<b>CUBETAS DESECHABLES BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	54537: Superior Grande 54538: Inferior Grande 54539: Superior Mediana 54540: Inferior Mediana 54541: Superior Pequeña 54542: Inferior Pequeña 54543: Parcial Sup.Der./Inf.Izq. 54544: Parcial Sup.Izq./Inf.Der. 54545: Anteriores	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.</b> Mould Industry Garden 061100 Huanghua - Hebei China	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento 2017/745.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cubetas preformadas de plástico cuya forma anatómica permite una adaptación perfecta a los dientes. Tienen una superficie de agarre (mango) que facilita su manipulación.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Fabricadas en polipropileno.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Disponible en color azul. Tiene una forma adecuada para adaptarse a la anatomía bucal. Disponibles en distintos modelos y tamaños: arcada superior e inferior completas, ½ arcada, ¼ arcada.	
<b>ENVASE</b>	Bolsa con 10 unidades	
<b>VIDA ÚTIL</b>	3 años a partir de la fecha de fabricación	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Realizar tomas de impresiones dentales.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estériles.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>BESTDENT DISPOSABLE IMPRESSION TRAYS</b>		
<b>REFERENCES</b>	54537: Upper Large 54538: Lower Large 54539: Upper Medium 54540: Lower Medium 54541: Upper Small 54542: Lower Small 54543: Partial Upper Right/Lower Left 54544: Partial Upper Left/Lower Right 54545: Anterior	
<b>MANUFACTURER</b>	<b>Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.</b> Mould Industry Garden 061100 Huanghua - Hebei China	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Regulation 2017/745.	
<b>DESCRIPTION</b>	The disposable impression trays are preformed plastic trays with a gripping area to facilitate the manipulation. The anatomical shape allows a perfect adjustment to the teeth.	
<b>COMPOSITION</b>	Made in polypropylene.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	Blue colour. Available in different models and sizes: full arch upper, full arch lower, ½ arch, ¼ arch.	
<b>PACKAGING</b>	Bag with 10 pieces.	
<b>SHELF LIFE</b>	3 years from the date of manufacture	
<b>INTENDED USE</b>	To allow dental impressions	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	For single use only. For professional dental application only. Non sterile product.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	