



FICHA TÉCNICA

CUBETAS DESECHABLES BESTDENT		
REFERENCIAS	<p>54537: Superior Grande 54538: Inferior Grande 54539: Superior Mediana 54540: Inferior Mediana 54541: Superior Pequeña 54542: Inferior Pequeña 54543: Parcial Sup.Der./Inf.Izq. 54544: Parcial Sup.Izq./Inf.Der. 54545: Anteriores</p>	
FABRICANTE / RESPONSABLE	<p>Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China</p>	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Cubetas preformadas de plástico cuya forma anatómica permite una adaptación perfecta a los dientes. Tienen una superficie de agarre (mango) que facilita su manipulación.	
COMPOSICIÓN	Fabricadas en polipropileno.	
ESPECIFICACIONES	<p>Disponibles en color azul. Tiene una forma adecuada para adaptarse a la anatomía bucal.</p> <p>Disponibles en distintos modelos y tamaños: arcada superior e inferior completas, ½ arcada, ¼ arcada.</p>	
ENVASE	Bolsa con 10 Unidades.	
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación.	
FINALIDAD PREVISTA	Realizar tomas de impresiones dentales.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estériles.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT DISPOSABLE IMPRESSION TRAYS		
REFERENCES	54357: Upper Large 54358: Lower Large 54359: Upper Medium 54540: Lower Medium 54541: Upper Small 54542: Lower Small 54543: Partial Upper Right/Lower Left 54544: Partial Upper Left/Lower Right 54545: Anterior	
MANUFACTURER	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation 2017/745.	
DESCRIPTION	The disposable impression trays are preformed plastic trays with a gripping area to facilitate the manipulation. The anatomical shape allows a perfect adjustment to the teeth.	
COMPOSITION	Made in polypropylene.	
SPECIFICATIONS	Blue colour. Available in different models and sizes: full arch upper, full arch lower, ½ arch, ¼ arch.	
PACKAGING	Bag with 10 pieces.	
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacture.	
INTENDED USE	To allow dental impressions.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. For professional dental application only. Non-sterile product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	