

FICHA TÉCNICA

PORTASERVILLETAS CADENA		
REFERENCIAS	59816	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
DESCRIPCIÓN	Portaservilletas metálico con diseño de cadena de bolas.	
ESPECIFICACIÓN	Longitud: 40 cm.	
COMPOSICIÓN	Plástico y Acero inoxidable.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
FINALIDAD	Cadena babero paciente.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 130 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	