

## FICHA TÉCNICA

<b>TIJERA CASTROVIEJO CURVA</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	59828	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>ASA DENTAL SPA</b> Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Tijeras para microcirugía Castroviejo curvas, puntas muy finas. <b>Características:</b> Ideal para cortar tejido blando, encía, tc. Diseño ergonómico que combina un agarre cómodo. Sensibilidad de corte y requisito mínimo de fuerza.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Longitud: 12 cm	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero inoxidable.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Contiene una unidad.	
<b>FINALIDAD</b>	Su diseño curvo facilita el acceso a áreas difíciles de alcanzar y permite una mayor maniobrabilidad en ángulos complejos.	
<b>ESTERILIZACIÓN</b>	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 ° en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	