


## FICHA TÉCNICA

<b>TIJERAS PARA CORONAS</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	59836	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>ASA DENTAL SPA</b> Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, conforme el Reglamento (UE) 2017/745 relativo a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Tijeras curvas para coronas. <b>Características</b> Ideales para cortar metal, oro, etc. 1 punta dentada.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Longitud: 10.5 cm.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero inoxidable.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Contiene una unidad.	
<b>FINALIDAD</b>	Para recortar y ajustar coronas prefabricadas de metal o de otros materiales durante procedimientos de restauración dental.	
<b>ESTERILIZACIÓN</b>	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 ° en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	