


FICHA TÉCNICA

TIJERAS MICROCIURUGÍA		
REFERENCIAS	59838: Tijeras microcirugía 12 cm curva. 59839: Tijeras microcirugía 12 cm recta.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Tijeras de microcirugía, disponibles con punta curva o recta.	
ESPECIFICACIÓN	Longitud: 12 cm tanto para las tijeras rectas como curvas.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
FINALIDAD	La tijera microcirugía curva están diseñadas para facilitar el acceso a áreas difíciles y realizar cortes en ángulos específicos mientras que la tijera microcirugía recta facilita los cortes directos y controlados en línea recta, adecuados para incisiones simples y rectas.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 ° en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	