




## FICHA TÉCNICA

<b>INSTRUMENTAL DENTAL QUIRÚRGICO REUTILIZABLE PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	Según Anexo 1	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>ASA DENTAL SPA</b> Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I conforme Directiva 93/42/CEE y art. 120 del Reglamento 2017/745/UE 	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Instrumentos quirúrgicos para la práctica odontológica. No estériles.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO 7153-1 "Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable".	
<b>ENVASE</b>	Cada instrumento está envasado en una bolsa de polietileno de alta densidad con ambos extremos sellados.	
<b>CADUCIDAD</b>	N.A. Las propiedades, la función o uso no se ven afectadas de forma automática si se almacena y utiliza correctamente.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Destinados a ser utilizados durante las intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo en las clínicas dentales por el personal cualificado. Cada uno de los instrumentos tiene la finalidad específica según su morfología, a utilizar por el especialista.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Los dispositivos son reutilizables, sin embargo, es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso. Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	



## TECHNICAL DATA SHEET

<b>PROCLINIC DENTAL REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</b>		
<b>REFERENCES</b>	According to Annex 1	
<b>MANUFACTURER</b>	<b>ASA DENTAL SPA</b> Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, class I, in accordance with Directive 93/42/CEE and art. 120 of Regulation 2017/745/EU <b>CE</b>	
<b>DESCRIPTION</b>	Non-sterile dental surgical instruments.	
<b>COMPOSITION</b>	Stainless Steel suitable for the manufacture of surgical, dental and orthopaedic instruments, indicated by EN ISO 7153-1 regulation " <i>Surgical Instruments – Metals/Stainless Steel</i> ".	
<b>PACKAGING</b>	Each instrument is packed in high-density polyethylene bag, sealed both ends.	
<b>SHELF LIFE</b>	N.A. The properties, function or use are not affected automatically, if properly stored and used.	
<b>INTENDED USE</b>	Intended to be used in the support function during the surgical operations in the dental clinics by qualified personnel. Each of the instruments has a specific use according to its configuration, to be used by the specialist.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	The devices used in the analysis are re-useable, however cleaning and sterilizing is necessary before each use. If there is any indication of rust the instrument should not be used.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.	

**SCHEDA TECNICA ARTICOLI**

<b>STRUMENTI CHIRURGICI RIUTILIZZABILI PROCLINIC</b>		
<b>CODICI ARTICOLI</b>	Vedere allegato 1	
<b>PRODOTTO DA</b>	<b>ASA DENTAL SPA</b> Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivi medici di classe I ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e dell'art. 120 del Regolamento 2017/745/UE 	
<b>DESCRIZIONE</b>	Strumenti chirurgici per lo studio dentistico.	
<b>MATERIALE DI PRODUZIONE</b>	Realizzati in acciaio inossidabile adatto per la fabbricazione di strumenti chirurgici, odontoiatrici e ortopedici, indicato dalla norma EN ISO 7153-1 "Strumenti chirurgici – Materiali metallici / Acciaio inossidabile".	
<b>IMBALLAGGIO</b>	Il prodotto viene confezionato singolarmente.	
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Destinato a essere utilizzato nella funzione di supporto chirurgico durante le operazioni nelle cliniche dentali da parte di personale qualificato. Ogni strumento ha un uso specifico secondo la sua configurazione, per essere utilizzato dallo specialista.	
<b>INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA</b>	Dispositivi riutilizzabili. È necessario pulire e sterilizzare prima di ogni utilizzo. Se c'è qualche indicazione di ruggine, lo strumento non deve essere usato.	
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.	

## FOLHA TÉCNICA

<b>INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS REUTILIZÁVEIS PROCLINIC</b>		
<b>REFERÊNCIAS</b>	Segundo Anexo 1	
<b>FABRICANTE</b>	<b>ASA DENTAL SPA</b> Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Dispositivo Médico Classe I de acordo com a Diretiva 93/42/CEE e art. 120 do Regulamento 2017/745/UE. 	
<b>DESCRIÇÃO</b>	Instrumentos cirúrgicos para uso odontológico. Não estéril.	
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	Descrição do material: Aço inoxidável adequado para instrumentos ortopédicos, cirúrgicos e dental, segundo definido pela norma EN ISO 7153-1 “ <i>Instrumentos cirúrgicos – Materiais/Aço inoxidável</i> ”.	
<b>EMBALAGEM</b>	Cada instrumento é embalado num saco de polietileno de alta densidade, selado nas duas extremidades.	
<b>VALIDADE</b>	N.A. As propriedades, a função e o uso não são afetadas automaticamente, se o produto for armazenado e utilizado corretamente.	
<b>FINALIDADE</b>	Destinados a ser utilizados durante as intervenções cirúrgicas levadas a cabo em clínicas dentárias por pessoal qualificado. Cada um dos instrumentos tem a finalidade específica segundo a sua morfologia, a utilizar pelo especialista.	
<b>INFORMAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA</b>	Os dispositivos são reutilizáveis, no entanto é necessária a limpeza e esterilização antes de cada utilização. Se existir algum indício de oxidação, o instrumento não se deve utilizar.	
<b>ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE</b>	Armazenar em local fresco e seco. Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade.	

**ANEXO 1 / ANNEX 1 / ALLEGATO 1**

<b>REF</b>	<b>Descripción / Description / Descrizione</b>
46255	CURETA ELEVADOR SENO FIG. 1 PROCLINIC / <i>PROCLINIC CURETTE SINUS ELEVATOR FIG. 1 /</i> CURETTE ELEVATORE SENO FIG. 1 PROCLINIC
46256	CURETA ELEVADOR SENO FIG. 2 PROCLINIC / <i>PROCLINIC CURETTE SINUS ELEVATOR FIG. 2 /</i> CURETTE ELEVATORE SENO FIG. 2 PROCLINIC
46257	CURETA ELEVADOR SENO FIG. 4 PROCLINIC / <i>PROCLINIC CURETTE SINUS ELEVATOR FIG. 4 /</i> CURETTE ELEVATORE SENO FIG. 4 PROCLINIC
46258	SINDESMOTOMO CHOMPRET N. 4 PROCLINIC / <i>PROCLINIC CHOMPRET SYNDESTOTOME N. 4 /</i> SINDESTOTOMO CHOMPRET N. 4 PROCLINIC
46259	BOTADOR N. 1B BEIN PROCLINIC / <i>PROCLINIC ELEVATOR N. 1B BEIN /</i> LEVA LUSSATRICE N. 1B BEIN PROCLINIC
46260	BOTADOR N. 2B BEIN PROCLINIC / <i>PROCLINIC ELEVATOR N. 2B BEIN /</i> LEVA LUSSATRICE N. 2B BEIN PROCLINIC
46261	BOTADOR N. 5B BEIN PROCLINIC / <i>PROCLINIC ELEVATOR N. 5B BEIN /</i> LEVA LUSSATRICE N. 5B BEIN PROCLINIC
46262	BOTADOR N. 6B BEIN PROCLINIC / <i>PROCLINIC ELEVATOR N. 6B BEIN /</i> LEVA LUSSATRICE N. 6B BEIN PROCLINIC
46265	CURETA QUIRURGICA LUCAS N.85 PROCLINIC / <i>PROCLINIC SURGICAL CURETTE LUCAS N.85 /</i> CURETTE CHIRURGICA LUCAS N.85 PROCLINIC
46266	CURETA QUIRURGICA LUCAS N.86 PROCLINIC / <i>PROCLINIC SURGICAL CURETTE LUCAS N.86 /</i> CURETTE CHIRURGICA LUCAS N.86 PROCLIN
46267	PERIOSTOTOMO ELEVADOR FIG. 1 PROCLINIC / <i>PROCLINIC PERIOSTOTOMO ELEVATOR FIG. 1 /</i> PERIOSTOTOMO ELEVATORE FIG. 1 PROCLINIC
46269	CURETA COLUMBIA 2R/2L PROCLINIC <i>PROCLINIC COLUMBIA CURETTE 2R/2L</i>
46270	FORCEPS N.151 PROCLINIC / <i>PROCLINIC FORCEPS N.151 /</i> FORCIPE N.151 PROCLINIC
46272	CURETA ALUMINIO GRACEY 13/1 PROCLINIC <i>PROCLINIC GRACEY ALUMINUM CURETTE 13/14</i>

<b>REF</b>	<b>Descripción / Description / Descrizione</b>
46273	CURETA ALUMINIO GRACEY 15/16 PROCLINIC <i>PROCLINIC GRACEY ALUMINUM CURETTE 13/14</i>
46274	CURETA ALUMINIO GRACEY 17/18 PROCLINIC <i>PROCLINIC GRACEY ALUMINUM CURETTE 17/18</i>
46275	CURETA GRACEY 1/2 LIGHT PROCLINIC <i>PROCLINIC GRACEY 1/2 LIGHT CURETTE</i>
46276	CURETA GRACEY 9/10 LIGHT PROCLINIC <i>PROCLINIC GRACEY 9/10 LIGHT CURETTE</i>
46277	CURETA GRACEY 15/16 LIGHT PROCLINIC <i>PROCLINIC GRACEY 15/16 LIGHT CURETTE</i>
46278	CURETA GRACEY 17/18 LIGHT PROCLINIC <i>PROCLINIC GRACEY 17/18 LIGHT CURETTE</i>
59672	FORCEPS DE EXTRACCIÓN NIÑOS KLEIN N. 1 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 1 KLEIN /</i> PINZA PER BAMBINI KLEIN N. 1 PROCLINIC
59673	FORCEPS DE EXTRACCIÓN NIÑOS KLEIN N. 2 <i>PROCLINIC / PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 2</i> KLEIN / PINZA PER BAMBINI KLEIN N. 2 PROCLINIC
59674	FORCEPS DE EXTRACCIÓN NIÑOS KLEIN N. 3 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 3 KLEIN /</i> PINZA PER BAMBINI KLEIN N. 3 PROCLINIC
59675	FORCEPS DE EXTRACCIÓN NIÑOS KLEIN N. 4 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 4 KLEIN /</i> PINZA PER BAMBINI KLEIN N. 4 PROCLINIC
59676	FORCEPS DE EXTRACCIÓN NIÑOS KLEIN N. 5 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 5 KLEIN /</i> PINZA PER BAMBINI KLEIN N. 5 PROCLINIC
59677	FORCEPS DE EXTRACCIÓN NIÑOS KLEIN N. 6 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 6 KLEIN /</i> PINZA PER BAMBINI KLEIN N. 6 PROCLINIC
59678	FORCEPS DE EXTRACCIÓN NIÑOS KLEIN N. 7 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 7 KLEIN /</i> PINZA PER BAMBINI KLEIN N. 7 PROCLINIC

<b>REF</b>	<b>Descripción / Description / Descrizione</b>
59679	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 55 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 55 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 55 PROCLINIC
59680	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 79A PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 79A /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 79A PROCLINIC
59681	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 1 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 1 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 1 PROCLINIC
59682	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 7 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 7 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 7 PROCLINIC
59683	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 13 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 13 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 13 PROCLINIC
59684	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 17 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 17 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 17 PROCLINIC
59685	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 18 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 18 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 18 PROCLINIC
59686	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 22 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 22 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 22 PROCLINIC
59687	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 33 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 33 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 33 PROCLINIC
59688	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 33A PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 33A /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 33A PROCLINIC
59689	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 51 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 51 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 51 PROCLINIC
59690	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 51A PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 51A /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 51A PROCLINIC
59691	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 67A PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 67A /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 67A PROCLINIC
59692	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 79 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 79 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 79 PROCLINIC

<b>REF</b>	<b>Descripción / Description / Descrizione</b>
59693	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 86C PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 86C /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 86C PROCLINIC
59694	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 89 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 89 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 89 PROCLINIC
59695	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 90 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 90 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 90 PROCLINIC
59696	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 90 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 90 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 90 PROCLINIC
59697	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 22R PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 22R /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 22R PROCLINIC
59698	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 46L PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 46L /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 46L PROCLINIC
59699	FORCEPS DE EXTRACCION NR. 49 PROCLINIC / <i>PROCLINIC EXTRACTING FORCEPS N. 49 /</i> PINZA ESTRAZIONE N. 49 PROCLINIC
59700	OSTEOTOMO CON TOPE CURVO 2 mm PROCLINIC / <i>PROCLINIC OSTEOTOME SINUS LIFT CONCAVE 2 mm /</i> OSTEOTOMI MINIRIALZO SENO CONC 2 mm PROCLINIC
59701	OSTEOTOMO CON TOPE CURVO 3 mm PROCLINIC / <i>PROCLINIC OSTEOTOME SINUS LIFT CONCAVE 3 mm /</i> OSTEOTOMI MINIRIALZO SENO CONC 3 mm PROCLINIC
59702	OSTEOTOMO CON TOPE CURVO 3,3 mm PROCLINIC / <i>PROCLINIC OSTEOTOME SINUS LIFT CONCAVE 3,3 mm /</i> OSTEOTOMI MINIRIALZO SENO CONC 3,3 mm PROCLINIC
59703	OSTEOTOMO CON TOPE CURVO 4 mm PROCLINIC / <i>PROCLINIC OSTEOTOME SINUS LIFT CONCAVE 4 mm /</i> OSTEOTOMI MINIRIALZO SENO CONC 4 mm PROCLINIC
59704	OSTEOTOMO FREER 3,3 mm PROCLINIC / <i>PROCLINIC OSTEOTOME FREER 3,3 mm /</i> OSTEOTOMI FREER 3,3 mm PROCLINIC
59705	PINZA ADSON CON DIENTE 12 cm PROCLINIC / <i>PROCLINIC SERRATED TWEEZERS 12 cm /</i> PINZETTA CHIRURGICHE ADSON PROCLINIC
59706	PINZA ADSON SIN DIENTE 12 cm PROCLINIC / <i>PROCLINIC NON-SERRATED TWEEZERS 12 cm /</i> PINZETTA CHIRURGICHE ADSON PROCLINIC



<b>REF</b>	<b>Descripción / Description / Descrizione</b>
59707	PINZAS ALBRECHT PROCLINIC / <i>PROCLINIC ALBRECHT TWEEZERS /</i> PINZA ALBRECHT PROCLINIC PROCLINIC
59708	PINZA CIRUGIA CON DIENTE PROCLINIC / <i>PROCLINIC SERRATED SURGICAL TWEEZERS /</i> PINZETTA CHIRURGICA DENTATA PROCLINIC
59726	PINZA STEGLITZ CURVA PROCLINIC / PROCLINIC <i>STEGLITZ FORCEPS CURVED /</i> PINZE STIEGLITZ CURVA PROCLINIC
59751	CUCHARILLA ALVEOLAR N.1 PROCLINIC / <i>PROCLINIC BONE CURETTE N.1 /</i> ALVEOLARI N.1 PROCLINIC
59752	CUCHARILLA ALVEOLAR N.2 PROCLINIC / <i>PROCLINIC BONE CURETTE N.2 /</i> CUCCHIAI ALVEOLARI N.2 PROCLINIC
59753	CUCHARILLA ALVEOLAR N.3 PROCLINIC / <i>PROCLINIC BONE CURETTE N.3 /</i> CUCCHIAI ALVEOLARI N.3 PROCLINIC
59758	CUCHILLO KIRKLAND PROCLINIC / <i>PROCLINIC KIRKLAND KNIFE /</i> COLTELLO KIRKLAND PROCLINIC
59759	CUCHILLO ORBAN PROCLINIC <i>PROCLINIC ORBAN KNIFE</i>
59760	CURETA ALUMINIO GRACEY 1/2 PROCLINIC <i>PROCLINIC ALUMINUM CURETTE GRACEY 1/2</i>
59762	CURETA ALUMINIO GRACEY 3/4 PROCLINIC <i>PROCLINIC ALUMINUM CURETTE GRACEY 3/4</i>
59763	CURETA ALUMINIO GRACEY 5/6 PROCLINIC <i>PROCLINIC ALUMINUM CURETTE GRACEY 5/6</i>
59764	CURETA ALUMINIO GRACEY 7/8 PROCLINIC <i>PROCLINIC ALUMINUM CURETTE GRACEY 7/8</i>
59765	CURETA ALUMINIO GRACEY 9/10 PROCLINIC <i>PROCLINIC ALUMINUM CURETTE GRACEY 9/10</i>
59766	CURETA COLUMBIA 13/14 PROCLINIC <i>PROCLINIC COLUMBIA CURETTE 13/14</i>
59767	CURETA COLUMBIA 4R/4L PROCLINIC <i>PROCLINIC COLUMBIA CURETTE 4R/4L</i>

<b>REF</b>	<b>Descripción / Description / Descrizione</b>
59768	CURETA GRACEY 11/12 LIGHT PROC <i>PROC CURETTE GRACEY LIGHT 11/12</i>
59769	CURETA GRACEY 13/14 LIGHT PROC <i>PROC CURETTE GRACEY LIGHT 13/14</i>
59770	CURETA GRACEY 3/4 LIGHT PROC <i>PROC CURETTE GRACEY LIGHT 3/4</i>
59772	CURETA GRACEY 7/8 LIGHT PROC <i>PROC CURETTE GRACEY LIGHT 7/8</i>
59773	CURETA MOLT PROCLINIC / <i>PROCLINIC MOLT CURETTE /</i> SCOLLAPERIOSTI MOLT PROCLINIC
59782	ELEVADOR COUPLAND N.1 PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR COUPLAND N.1 /</i> LEVE COUPLAND ACCIAIO N.1 PROCLINIC
59783	ELEVADOR COUPLAND N.2 PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR COUPLAND N.2 /</i> LEVE COUPLAND ACCIAIO N.2 PROCLINIC
59784	ELEVADOR COUPLAND N.3 PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR COUPLAND N.3 /</i> LEVE COUPLAND ACCIAIO N.3 PROCLINIC
59823	SINDESMOTOMO CHOMPRET N. 1 PROCLINIC / <i>PROCLINIC CHOMPRET SYNDESTOTOME N. 1 /</i> SINDESTOTOMO CHOMPRET N. 1 PROCLINIC
59824	SINDESMOTOMO CHOMPRET N. 3 PROCLINIC / <i>PROCLINIC CHOMPRET SYNDESTOTOME N. 3 /</i> SINDESTOTOMO CHOMPRET N. 3 PROCLINIC
59854	KIT 4 BOTADORES MANGO PLASTICO PROCLINIC / <i>PROCLINIC KIT 4 ROOT ELEV. PLASTIC HANDLE /</i> KIT 4 LEVE MANICO PLASTICA PROCLINIC
59899	BOTADOR RECTO N. 2R PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR STRAIGHT N. 2 /</i> LEVA PUNTA RETTA N. 2 PROCLINIC
59900	BOTADOR CURVO N. 3C PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR CURVED N. 3C /</i> LEVA PUNTA CURVA N. 3C PROCLINIC
59901	BOTADOR RECTO N. 3R PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR STRAIGHT N. 3R /</i> LEVA PUNTA RETTA N. 3D PROCLINIC

<b>REF</b>	<b>Descripción / Description / Descrizione</b>
59902	BOTADOR CURVO N. 5C PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR CURVE N. 5C /</i> LEVA PUNTA CURVA N. 5C PROCLINIC
59903	BOTADOR RECTO N. 5R PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR STRAIGHT N. 5R /</i> LEVA PUNTA RETTA N. 5D PROCLINIC
59904	BOTADOR APICES DCHO PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR FLOHR N. 3 /</i> LEVA FLOHR N. 3 PROCLINIC
59905	BOTADOR APICES IZDO PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR FLOHR N. 2 /</i> LEVA FLOHR N. 2 PROCLINIC
59906	BOTADOR DF N. 3 PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR DF N. 3 /</i> LEVA PER RADICI DF N. 3 PROCLINIC
59907	BOTADOR DF N. 5 PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR DF N. 5 /</i> LEVA PER RADICI DF N. 5 PROCLINIC
59908	BOTADOR POTT DCHO PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR POTT RIGHT/</i> LEVA RADICI DI POTT DESTRA PROCLINIC
59909	BOTADOR POTT IZDO PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR POTT LEFT /</i> LEVA RADICI DI POTT SINISTRA PROCLINIC
59912	BOTADOR RECTO MEDIO PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR BEIN MEDIUM /</i> LEVE BEIN MANICO PICCOLO PROCLINIC
59913	BOTADOR RECTO MUY FINO PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR BEIN STRAIGHT FINE /</i> LEVE BEIN RETTO FINE PROCLINIC
59914	BOTADOR WINTER 11L PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR WINTER N. 11 /</i> LEVE RADICI WINTER N. 11 PROCLINIC
59915	BOTADOR WINTER 11R PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR WINTER N. 11R /</i> LEVE RADICI WINTER N. 11D PROCLINIC
59916	BOTADOR WINTER 14L PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR WINTER N. 14L /</i> LEVE RADICI WINTER N. 14S PROCLINIC
59917	BOTADOR WINTER 14R PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR WINTER N. 14R /</i> LEVE RADICI WINTER N. 14D PROCLINIC

<b>REF</b>	<b>Descripción / Description / Descrizione</b>
59928	PERIOTOTOMO GOLDMAN FOX PROCLINIC / <i>PROCLINIC PERIOSTEAL GOLDMAN FOX /</i> SCOLLAPERIOSTEI FOX MV PROCLINIC
59929	PERIOTOTOMO MOLT PROCLINIC / <i>PROCLINIC PERIOSTEAL MOLT /</i> SCOLLAPERIOSTEI MOLT MV PROCLINIC
59930	PERIOTOTOMO MOLT-BUSSER PROCLINIC / <i>PROCLINIC PERIOSTEAL MOLT BUSSER /</i> SCOLLAPERIOSTEI MOLT BUSSER PROCLINIC
59931	PERIOTOTOMO WILLIGER PROCLINIC / <i>PROCLINIC PERIOSTEAL WILLIGER /</i> SCOLLAPERIOSTEO WILLIGER PROCLINIC
59932	PERIOTOTOMO PRICHARD PROCLINIC / <i>PROCLINIC PERIOSTEAL PRICHARD /</i> SCOLLAPERIOSTEOPRICHARD-3 PROCLINIC
59933	PERIOTOTOMO PRICHARD MOD PROCLINIC / <i>PROCLINIC PERIOSTEAL PRICHARD MOD /</i> SCOLLAPERIOSTEOPRICHARD MODIF PROCLINIC
59934	PICH PROCLINIC / <i>PROCLINIC PLACEMENT PICH INSTRUMENTS /</i> APPLICATORI PICH INOX PROCLINIC
59935	PICH DOBLE PROCLINIC / PROCLINIC <i>PLACEMENT DOUBLE PICH INSTRUMENTS /</i> APPLICATORI PICH DOPPIO INOX PROCLINIC
59936	BOTADOR RECTO ANCHO PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR WIDE /</i> LEVE RADICI MANICO PICCOLO PROCLINIC
59937	BOTADOR RECTO FINO PROCLINIC / <i>PROCLINIC ROOT ELEVATOR BEIN FINE /</i> LEVE BEIN MANICO PICCOLO PROCLINIC
59938	CURETA ALUMINIO GRACEY 11/12 PROC <i>PROC GRACEY ALUMINUM CURETTE 11/12</i>
59941	PINZA STEGLITZ RECTA PROCLINIC / <i>PROCLINIC STEGLITZ FORCEPS STRAIGHT /</i> PINZE STIEGLITZ RETTA PROCLINIC
59942	PINZA MICROC. 12,5cm CURVA FINA PROCLINIC / <i>PROCLINIC TWEEZERS CURVED THINSEMKEN-TAYLOR 12,5 cm /</i> PINZETTA SEMKEN-TAYLOR 12,5 cm PROCLINIC
59943	PINZA MICROC. 12,5 cm RECTA FINA PROCLINIC / <i>PROCLINIC TWEEZERS STRAIGHT THIN SEMKEN-TAYLOR 12,5 /</i> PINZETTA SEMKEN-TAYLOR 12,5 CM PROCLINIC

<b>REF</b>	<b>Descripción / Description / Descrizione</b>
59945	CURETA GRACEY 5/6 LIGHT PROCLINIC / <i>PROCLINIC GRACEY CURETTES 5/6 LIGHT /</i> CURETTES BRACEY 5/6 LIGHT PROCLINIC
59950	PINZAS GUBIAS PROCLINIC / <i>PROCLINIC BONE ROUNDERS FRIEDMAN /</i> PINZE OSSIVORE FRIEDMAN PROCLINIC
59991	FORCEPS N. 4 PROCLINIC / <i>PROCLINIC FORCEPS N.4 /</i> FORCIPE N.4 PROCLINIC