



FICHA TÉCNICA

PUNTAS DISPENSADORAS LUER LOCK BESTDENT		
REFERENCIA	60019	
FABRICANTE / RESPONSABLE	J. Ripoll, S.L. Río Tiétar 20, Pol Ind. El Nogal 28110 - Algete Madrid España	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I conforme Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN	Las Puntas Dispensadoras son productos de uso en odontología para la limpieza de boca. Son curvadas 30° para facilitar el acceso a sitios complejos.	
COMPOSICIÓN	- Las puntas están fabricadas de polipropileno PP sin ftalatos. - Provistas de cierre luer-lock	
ENVASE	Contenido de 12 unidades.	
VIDA ÚTIL	Debido a las características del producto, no tienen fecha prevista de caducidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Las Puntas Dispensadoras son productos de uso en odontología para la aplicación de geles o líquidos en los dientes para la limpieza de la boca.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto no estéril. No se considera un producto peligroso para la salud humana ni para el medio.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT LUER LOCK DISPENSING TIPS		
REFERENCE	60019	
MANUFACTURER	J. Ripoll, S.L. Río Tiétar 20, Pol Ind. El Nogal 28110 - Algete Madrid España	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation 2017/745/UE	
DESCRIPTION	The dispensing tips are products for professional dental use only used during the process of dental cleaning. They are bended 30º for easier access to the teeth.	
COMPOSITION	-The tips are made of phthalate-free polypropylene. -It has an luer-lock closure.	
PACKAGING	Packages containing 12 pieces.	
SHELF LIFE	Due to the characteristics of the product, no specific shelf-life is defined.	
INTENDED USE	The dispensing tips are medical devices for the application of gels or liquids during dental cleaning.	
SAFETY INFORMATION	For professional dental use only. Non-sterile product. It is not considered a dangerous product for health or the environment.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	