


FICHA TÉCNICA

ADHESIVO BOTELLA BESTDENT		
REFERENCIAS	60072: Adhesivo Botella Bestdent	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MEDENTAL INTERNATIONAL INC (CONAMCO S.A. DE C.V.) José María Bustillos No. 28 Bis, 1er y 2do piso. Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06880. Ciudad de México, México.	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Es un adhesivo de 5ª generación, base acetona. Aumentar el anclaje del composite como parte del sistema de adhesión con el grabador bestdent. También se caracteriza por ser fotopolimerizable y compatible con materiales restauradores.	
ESPECIFICACIONES	Líquido amarillo pálido.	
COMPOSICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> -PMGDM en acetona -Agua Bidestilada -Diuretano -HEMA -Foto-estabilizador Estabilizador 	
PRESENTACIÓN	1 unidad de 5 ml.	
VIDA ÚTIL	3 años.	
FINALIDAD	Aumentar el anclaje del composite como parte del sistema de adhesión con el grabador bestdent, solo para uso dental profesional.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones de uso del producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No almacene a una temperatura arriba de 24°C. Cierre el empaque inmediatamente después de dispensar el producto.	