


FICHA TÉCNICA

COMPOSITES MICROHÍBRIDOS BESTDENT	
REFERENCIAS	<p>60077: COMPOSITE MICROHIBRIDO A1 BD (Color A1) 60078: COMPOSITE MICROHIBRIDO A2 BD (Color A2) 60079: COMPOSITE MICROHIBRIDO A3 BD (Color A3) 60080: COMPOSITE MICROHIBRIDO A3.5 BD (Color A3.5) 60081: COMPOSITE MICROHIBRIDO B2 BD (Color B2) 60082: COMPOSITE MICROHIBRIDO C2 BD (Color C2) 60083: COMPOSITE MICROHIBRIDO INCISAL BD 60167: COMPOSITE MICROHIBRIDO A4 BD (Color A4) 74086: COMPOSITE MICROHIBRIDO OA3 BD (Color A3 Opaco)</p>
FABRICANTE / RESPONSABLE	<p>MEDENTAL INTERNATIONAL INC. (CONAMCO S.A. DE C.V.), José Ma. Bustillos No. 28-Bis, Col. Algarin, Deleg. Cuauhtemoc D.F., 06880 México, Ciudad de México</p>
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa conforme a la Directiva 93/42/CEE.
DESCRIPCIÓN	<p>Este composite reúne la proporción correcta de micropartículas 77% todas ellas menores a 5 micras que le permiten funcionar como un composite para restauraciones no solo estéticas en anteriores sino también permitiendo restauraciones en molares cuando las exigencias estéticas lo requieran.</p> <p>Características físicas: Pasta suave, Sensible a la luz.</p>
COMPOSICIÓN	Dióxido de Silicio cristalino y ahumado, metacrilatos, estabilizantes y fotoindicadores.
PRESENTACIÓN	Envase de 1 Jeringa de 4g
VIDA ÚTIL	3 años
FINALIDAD	Composite microhíbrido para restauraciones estéticas en anteriores. También permite restauraciones en molares cuando las exigencias estéticas lo requieran.
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones que acompañan el producto.
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	<p>Irritante leve en los ojos y la piel. Puede causar sensibilización por contacto con la piel.</p> <p>El producto está diseñado para uso dental únicamente.</p> <p>El manejo de este producto debe ser usado por Profesionales de la salud dental solamente.</p>
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	<p>Conservar sólo en el envase original. Mantener el envase bien cerrado.</p> <p>Conservar en un lugar seco. Conservar lejos de alimentos y bebidas. Proteger contra el exceso de calor y frío.</p>



FICHA TÉCNICA

BESTDENT MICRO HYBRID COMPOSITES		
PRODUCT REFERENCES	<p>60077: BD A1 MICRO HYBRID COMPOSITE (Shade A1) 60078: BD A2 MICRO HYBRID COMPOSITE (Shade A2) 60079: BD A3 MICRO HYBRID COMPOSITE (Shade A3) 60080: BD A3.5 MICRO HYBRID COMPOSITE (Shade A3.5) 60081: BD B2 MICRO HYBRID COMPOSITE (Shade B2) 60082: BD C2 MICRO HYBRID COMPOSITE (Shade C2) 60083: BD INCISAL MICRO HYBRID COMPOSITE 60167: BD A4 MICRO HYBRID COMPOSITE (Shade A4) 74086: BD OA3 MICRO HYBRID COMPOSITE (Shade A3 Opaco)</p>	
MANUFACTURER / RESPONSIBLE ENTITY	<p>MEDENTAL INTERNATIONAL INC. (CONAMCO S.A. DE C.V.), José Ma. Bustillos No. 28-Bis, Col. Algarin, Deleg. Cuauhtémoc D.F., 06880 México, Mexico City</p>	
PRODUCT CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	<p>This composite contains the correct proportion of microparticles, 77% of which are smaller than 5 microns, enabling it to function as a composite not only for aesthetic restorations in anterior teeth but also for molar restorations when high aesthetic demands are required.</p> <p>Physical Characteristics:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smooth paste • Light-sensitive 	
COMPOSITION	Crystalline and smoked silicon dioxide, methacrylate's, stabilizers and photo-initiators.	
PACKAGING	1 Syringe of 4g	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED USE	Micro hybrid composite for aesthetic restorations in previous ones. It also allows restorations in molars when aesthetic demands require it.	
INSTRUCTIONS FOR USE	Please refer to the instructions provided with the product.	
SECURITY	Slight irritating to eyes and skin. May cause Sensitization by skin contact. Only adequately trained personnel should handle this product. This product is intended for use in dentistry only.	
STORAGE AND TRANSPORTATION	<p>Store only in the original package. Keep package tightly sealed. Store in a dry area. Store away from food and beverages. Protect from excessive heat and cold and direct sunlight.</p>	