



## FICHA TÉCNICA

<b>FRESA DIAMANTE F.G. Mod. 850 BESTDENT</b>		850 
<b>REFERENCIAS</b>	<b>60099:</b> FRESA F.G. 850-014 DIAMANTE BD <b>60102:</b> FRESA F.G. 850-016 DIAMANTE BD <b>60138:</b> FRESA F.G. 850-012 DIAMANTE BD <b>78823:</b> FRESAS F.G. SUPERGRUESO 850-016 DIAMANTE BD	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd.</b> 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto sanitario clase IIa según Reglamento 2017/745/UE (MDR)	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Fresa dental Proclinic 850 es una fresa clínica FG turbina diamantada con forma cónica larga y extremo redondo</p> <p>Fabricada con un cuerpo de acero inoxidable y recubierta de polvo de diamante mediante un proceso de revestimiento Triton que refuerza el pegado del diamante para mayor exposición.</p> <p>Menor vibración y ruido durante su uso, para una experiencia más cómoda y menos molesta para el paciente.</p> <p>Indicadas para la técnica de coronas y puentes.</p> <p>Diámetro / Tipo de grano / Longitud de parte activa / Longitud total (AOL):</p> <p><b>60099:</b> 1,4 mm / Grano Medio / 10 mm / 19 mm</p> <p><b>60102:</b> 1,6 mm / Grano Medio / 10 mm / 19 mm</p> <p><b>60138:</b> 1,2 mm / Grano Medio / 10 mm / 19 mm</p> <p><b>78823:</b> 1,6 mm / Grano supergrueso / 10 mm / 19 mm</p> <p>Angulación 2°</p> <p>Esterilizable en autoclave a 134°C</p>	
<b>CONTENIDO</b>	5 unidades por caja.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	



*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*