



MESTRA®

FICHA TÉCNICA

Referencia:	Ref. 100349	Foto: 
Denominación:	CORTADOR DE GUTAPERCHA	
Normativa:	 MDR 2017/745 Producto sanitario (Clase I)	
Datos técnicos:	Dimensiones (con punta): 20 x 1.85 cm Soporte: Ø 3 x 2.5 cm Baterías: 2 AA (3 V) Temperatura: > 500 °C Enfriamiento: < 1 segundo Puntas: 3 ud. L: 2.0 mm L: 1.2 mm L: 0.5 mm	
Características:	<ul style="list-style-type: none">▪ Un solo botón, dos baterías, diseño de fácil uso.▪ Tres tamaños de punta disponibles.▪ Tarda un segundo en alcanzar los 500 °C.▪ Punta diseñada para un rápido enfriamiento, uso seguro.▪ Diseño de punta flexible, corte suave.	
Utilización:	<p>Fácil de usar</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Inserte la punta seleccionada en la parte frontal.▪ Presione el botón. La punta se calentará inmediatamente hasta 500 °C.▪ Corte la gutapercha.  <ul style="list-style-type: none">▪ Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.	

Descripción:



- (1) Tapón
- (2) Frontal
- (3) Botón de encendido
- (4) Mango
- (5) Cubierta baterías
- (6) Base soporte
- (7) Dos baterías AA (no incluidas)
- (8) Punta grande L 2.0 mm
- (9) Punta mediana M 1.2 mm
- (10) Punta pequeña S 0.5 mm