



## FICHA TÉCNICA

<b>MATRICES NITIN</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<p><b>73794:</b> Matrices nitin premolares 4,4mm.  <b>73795:</b> Matrices nitin premolares 5,6mm.  <b>73796:</b> Matrices nitin premolares 6,0mm con extensión.  <b>73797:</b> Matrices nitin molares grandes 6,6mm.  <b>73978:</b> Matrices nitin molares 8,7mm altas con extensión.  <b>73800:</b> Matrices nitin kit.</p>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<p><b>Reinvent Dental Products</b>  Unit 5 - 16673 148th Avenue,  Spring Lake  MI 49456  USA</p>	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<p>Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745.</p>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Sistema de matrices seccionales NiTin para restauraciones de clase II.  <b>Características:</b>  Anatomía preformada similar al diente.  Precurvadas y tridimensionales.  Con pestaña central para correcta inserción y retirada.  Disponibles en varios tamaños.  Matrices finas y resistentes con un grosor de 0,038 mm.  Anatómicamente conformadas, sin tensión, extrafinas.</p>	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<p><b>Tamaños:</b></p> <p>73794: 4,4mm.  73795: 5,6mm.  73796: 6,0mm.  73797: 6,6mm.  73978: 8,7mm</p>	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<p>Acero inoxidable.</p>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>- Contiene 50 unidades a excepción del Kit: 250 unidades (50 u. de cada tamaño).</p>	
<b>FINALIDAD</b>	<p>Matrices precurvadas y tridimensionales con una pestaña central para una correcta inserción y retirada.</p>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	<p>Ver en las instrucciones del producto.</p>	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	<p>No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.</p>	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.